

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
基幹項目												
1 尿・糞便等検査												
D000 尿中一般物質定性半定量検査												
		00B22	—		尿中一般検査	部分尿	—	—	—	—	—	—
		—	—		蛋白定性	部分尿	—	試験紙法	CLTES-0374	—	—	—
		—	—		糖定性	部分尿	—	試験紙法	CLTES-0373	—	—	—
		—	—		比重	部分尿	—	屈折法	CLTES-0365	—	—	—
		—	—		pH	部分尿	—	試験紙法	CLTES-0366	—	—	—
		—	—		ウロビリノーゲン	部分尿	—	試験紙法	CLTES-0369	—	—	—
		—	—		ビリルビン	部分尿	—	試験紙法	CLTES-0371	—	—	—
		—	—		ケトン体	部分尿	—	試験紙法	CLTES-0370	—	—	—
		—	—		潜血	部分尿	—	試験紙法	CLTES-0372	—	—	—
D001 尿中特殊物質定性定量検査												
		00246	—		総蛋白(TP)	蓄尿	—	ピロガロールレッド法	CLTES-0303	—	—	—
2 血液学的検査												
D005 血液形態・機能検査												
		00B02	—		網状赤血球数(RET)	血液	—	自動化法	CLTES-0367	—	—	—
		00B21	—		好酸球数	血液	—	自動化法	CLTES-0312	—	—	—
		00B03	—		末梢血液一般検査	血液	—	自動化法	CLTES-0311	—	—	—
		06404	—		ヘモグロビン A1c (HbA1c) (NGSP)	血液	—	酵素法	CLTES-0236	—	—	—
		00A63	—		末梢血液像	血液	—	自動化法	CLTES-0357	—	—	—
		00A83	—		末梢血液像（6分画）	血液	—	鏡検法	CLTES-0313	—	—	—
D006 出血・凝固検査												
		06272	—		プロトロンビン時間(PT)	血漿	—	凝固時間測定法	CLTES-0315	—	—	—
		00905	—		フィブリノーゲン(FIB)	血漿	—	凝固時間測定法	CLTES-0317	—	—	—
		00910	—		活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	血漿	—	凝固時間測定法	CLTES-0314	—	—	—
		05199	—		FDP定量	血漿	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-0394	—	—	—
		05128	—		Dダイマー	血漿	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-0334	—	—	—
3 生化学的検査 I												
D007 血液化学検査												
		00388	—		総ビリルビン(T-Bil)	血清	—	化学酸化法	CLTES-0251	—	—	—
		00389	—		直接ビリルビン	血清	—	化学酸化法	CLTES-0252	—	—	—
		00381	—		総蛋白(TP)	血清	—	Biuret法	CLTES-0219	—	—	—
		05203	—		蛋白定量	髄液	—	ピロガロールレッド法	CLTES-0343	分類の変更	2026/9/25	11-D004→3-D007
		05059	—		アルブミン (Alb)	血清	—	BCP改良法	CLTES-0220	—	—	—
		00405	—		尿素窒素(UN)	血清	—	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	CLTES-0234	—	—	—
		00405	—		尿素窒素(UN)	蓄尿	—	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	CLTES-0281	—	—	—
		00406	—		クレアチニン	血清	—	酵素法	CLTES-0232	—	—	—
		00406	—		クレアチニン	蓄尿	—	酵素法	CLTES-0279	—	—	—
		00407	—		尿酸(UA)	血清	—	酵素法(ウリカーゼPOD法)	CLTES-0233	—	—	—
		00407	—		尿酸(UA)	蓄尿	—	酵素法(ウリカーゼPOD法)	CLTES-0280	—	—	—
		0X436	—		アルカリフォスファターゼ (ALP) IFCC	血清	—	IFCC標準化対応法	CLTES-0364	—	—	—
		00437	—		コリンエステラーゼ (ChE)	血清	—	JSCC標準化対応法	CLTES-0229	—	—	—
		00436	—		γ-GT(γ-GTP)	血清	—	JSCC標準化対応法	CLTES-0228	—	—	—
		00401	—		中性脂肪(TG)	血清	—	酵素法(GK-GPO・遊離グリセロール消去)	CLTES-0237	—	—	—
		00416	—		Na (ナトリウム)	血清	—	電極法	CLTES-0243	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00416	—	Na（ナトリウム）	蓄尿	—	電極法	CLTES-0288	—	—	—
			00418	—	Cl（クロール）	血清	—	電極法	CLTES-0245	—	—	—
			00418	—	Cl（クロール）	蓄尿	—	電極法	CLTES-0290	—	—	—
			00418	—	Cl（クロール）	髄液	—	電極法	CLTES-0245	分類の変更	2026/9/25	11-D004⇒3-D007/血清項目と統合
			00417	—	K(カリウム)	血清	—	電極法	CLTES-0244	—	—	—
			00417	—	K(カリウム)	蓄尿	—	電極法	CLTES-0289	—	—	—
			00408	—	Ca（カルシウム）	血清	—	アルセナゾⅢ法	CLTES-0247	—	—	—
			00408	—	Ca（カルシウム）	蓄尿	—	アルセナゾⅢ法	CLTES-0292	—	—	—
			00419	—	Mg（マグネシウム）	血清	—	キシリジルブルー法	CLTES-0246	—	—	—
			00419	—	Mg（マグネシウム）	蓄尿	—	キシリジルブルー法	CLTES-0291	—	—	—
			0X437	—	LD(LDH) IFCC	血清	—	IFCC標準化対応法	CLTES-0363	—	—	—
			00G96	—	アミラーゼ(AMY)	血清	—	JSCC標準化対応法	CLTES-1455	—	—	—
			00G96	—	アミラーゼ(AMY)	部分尿	—	JSCC標準化対応法	CLTES-1455	—	—	—
			00435	—	ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP）	血清	—	酵素法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質)	CLTES-0230	—	—	—
			00433	—	CK(CPK)	血清	—	JSCC標準化対応法	CLTES-0223	—	—	—
			00422	—	鉄(Fe)	血清	—	ニトロソ-PSAP法	CLTES-0249	—	—	—
			00424	—	不飽和鉄結合能（UIBC）	血清	—	ニトロソ-PSAP法	CLTES-0267	—	—	—
			00423	—	総鉄結合能(TIBC)	血清	—	ニトロソ-PSAP法(計算法)	CLTES-0250	—	—	—
			00203	—	HDL-コレステロール	血清	—	直接法	CLTES-0241	—	—	—
			00409	—	P(無機リン)	血清	—	モリブデン酸直接法	CLTES-0248	—	—	—
			00409	—	P(無機リン)	蓄尿	—	モリブデン酸直接法	CLTES-0293	—	—	—
			00394	—	総コレステロール(T-Cho)	血清	—	コレステロール酸化酵素(COD-POD)法	CLTES-0238	—	—	—
			00438	—	AST（GOT）	血清	—	JSCC標準化対応法	CLTES-0224	—	—	—
			00439	—	ALT(GPT)	血清	—	JSCC標準化対応法	CLTES-0225	—	—	—
			02269	—	LDL-コレステロール	血清	—	直接法	CLTES-0241	—	—	—
			02517	—	グリコアルブミン	血清	血漿	酵素法	CLTES-0132	—	—	—
			00403	—	アンモニア	除蛋白上清	—	藤井・奥田法変法	CLTES-0282	—	—	—
			00390	—	グルコース	血漿	—	ヘキシキナーゼUV法	CLTES-0235	—	—	—
			00390	—	グルコース	髄液	—	ヘキシキナーゼUV法	CLTES-0235	分類の変更	2026/9/25	11-D004⇒3-D007/血漿項目と統合
			06510	—	蛋白分画	血清	—	キャピラリー電気泳動法	CLTES-0456	—	—	—
5 免疫学的検査												
D011 免疫血液学的検査												
D012 感染症免疫学的検査												
			02832	—	HIV抗原・抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0347	—	—	—
			06386	—	梅毒定性RPR(LA)	血清	—	ラテックス比濁法	CLTES-0321	—	—	—
			00335	—	抗streプトリジン-O抗体（ASO）	血清	—	ラテックス凝集免疫法	CLTES-0320	—	—	—
			06385	—	梅毒定性TP抗体(LA)	血清	—	ラテックス比濁法	CLTES-0323	—	—	—
D013 肝炎ウイルス関連検査												
			06488	—	HBs抗原（HQ）	血清	—	CLEIA	CLTES-0075	—	—	—
			00044	—	HCV抗体(第3世代)	血清	—	CLEIA	CLTES-0358	—	—	—
D014 自己抗体検査												
			08716	—	リウマチ因子(RF)定量	血清	—	ラテックス凝集免疫比濁法	CLTES-0325	—	—	—
D015 血漿蛋白免疫学的検査												
			00A51	—	C反応性蛋白（CRP）定量	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0255	—	—	—
			00170	—	IgG	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0189	—	—	—
			00171	—	IgA	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0190	—	—	—
			00172	—	IgM	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0191	—	—	—
			00179	—	C3	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0195	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00180	—	C4	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0196	—	—	—
6 微生物学的検査												
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査												
			00692	—	抗酸菌塗抹鏡検	喀痰	その他	集菌蛍光法	CLTES-0845	—	—	—
			00665	—	塗抹鏡検(口腔・気道・呼吸器)	喀痰	その他	グラム染色	CLTES-0842	—	—	—
			00670	—	塗抹鏡検(消化器)	喀痰	その他	グラム染色	CLTES-0842	—	—	—
			00675	—	塗抹鏡検(泌尿器・生殖器)	喀痰	その他	グラム染色	CLTES-0842	—	—	—
			00681	—	塗抹鏡検(血液・穿刺液)	喀痰	その他	グラム染色	CLTES-0842	—	—	—
			00686	—	塗抹鏡検(その他)	喀痰	その他	グラム染色	CLTES-0842	—	—	—
			—	1791	塗抹鏡検	喀痰	その他	グラム染色	CLTES-0842	—	—	—
D018 細菌培養同定検査												
			—	1732他	培養同定	喀痰	その他	培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			—	1733	嫌気性菌培養	喀痰	その他	嫌気性培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00680	1756	尿中細菌数定量	尿	—	標準白金耳法	CLTES-0842	—	—	—
			00666	—	培養同定(口腔・気道・呼吸器)	喀痰	その他	培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00671	—	培養同定(消化器)	喀痰	その他	培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00682	—	培養同定(血液・穿刺液)	喀痰	その他	培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00676	—	培養同定(泌尿器・生殖器)	喀痰	その他	培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00687	—	培養同定(その他)	喀痰	その他	培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00669	—	嫌気性培養(口腔・気道・呼吸器)	喀痰	その他	嫌気性培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00674	—	嫌気性培養(消化器)	喀痰	その他	嫌気性培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00679	—	嫌気性培養(泌尿器・生殖器)	喀痰	その他	嫌気性培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00685	—	嫌気性培養(血液・穿刺使役液)	喀痰	その他	嫌気性培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
			00690	—	嫌気性培養(その他)	喀痰	その他	嫌気性培養同定およびMALDI-TOF-MS	CLTES-0842	—	—	—
D019 細菌薬剤感受性検査												
			00668	—	感受性検査(口腔・気道・呼吸器)	喀痰	その他	微量液体希釈法・ディスク拡散法	CLTES-0842	—	—	—
			00673	—	感受性検査(消化器)	喀痰	その他	微量液体希釈法・ディスク拡散法	CLTES-0842	—	—	—
			00684	—	感受性検査(血液・穿刺使役液)	喀痰	その他	微量液体希釈法・ディスク拡散法	CLTES-0842	—	—	—
			00678	—	感受性検査(泌尿器・生殖器)	喀痰	その他	微量液体希釈法・ディスク拡散法	CLTES-0842	—	—	—
			00689	—	感受性検査(その他)	喀痰	その他	微量液体希釈法・ディスク拡散法	CLTES-0842	—	—	—
			—	1704	感受性検査	喀痰	その他	微量液体希釈法・ディスク拡散法	CLTES-0842	—	—	—
D020 抗酸菌分離培養検査												
			0Y263	—	抗酸菌分離培養 [液体法]	喀痰	その他	酸素感受性 蛍光センサー法	CLTES-0846	—	—	—
			00693	—	抗酸菌分離培養 (小川法)	喀痰	その他	変法小川法	CLTES-0847	—	—	—
非基幹項目												
11 尿・糞便等検査												
D001 尿中特殊物質定性定量検査												
			00858	—	コプロボルフィン	部分尿	蓄尿	HPLC	CLTES-0891	—	—	—
			02480	—	尿中シュウ酸	酸性蓄尿	—	キャピラリー電気泳動法	CLTES-0861	—	—	—
			00857	—	δ-アミルプリン酸(δALA)	部分尿	蓄尿	HPLC	CLTES-0892	—	—	—
			02308	—	FDP定量	部分尿	—	LPJA	CLTES-0399	—	—	—
			06536	—	L型脂脂肪酸結合蛋白 (L-FABP)[CLEIA]	部分尿	—	CLEIA	CLTES-0015	—	—	—
			03881	—	尿中NGAL	部分尿	—	CLIA	CLTES-0103	—	—	—
			05119	—	浸透圧	部分尿	—	氷点降下法	CLTES-0702	—	—	—
			02495	—	尿中Ⅳ型コラーゲン	部分尿	—	EIA	CLTES-0723	—	—	—
			05125	—	N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)	部分尿	—	比色法	CLTES-0128	—	—	—
			00721	—	尿中アルブミン	部分尿	—	免疫比濁法	CLTES-0114	—	—	—
			05106	—	尿中アルブミン (クレアチニン換算値)	部分尿	—	免疫比濁法	CLTES-1335	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00797	—	尿中トランスフェリン	部分尿	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0206	—	—	—
			00799	—	尿中トランスフェリン（クレアチニン換算値）	部分尿	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0206	—	—	—
D003 糞便検査												
			06529	—	便中カルプロテクチン	糞便	—	FEIA	CLTES-0680	—	—	—
			06571	—	便中カルプロテクチン	糞便	—	ELISA	CLTES-0693	—	—	—
			Y769	—	便中ヘモグロビン定性（金コロイド）1回目	糞便	—	金コロイド比色法(定性)	CLTES-0258	—	—	—
			Y077	—	便中ヘモグロビン定性（金コロイド）2回目	糞便	—	金コロイド比色法(定性)	CLTES-0258	—	—	—
			Y771	—	便中ヘモグロビン定量（金コロイド）1回目	糞便	—	金コロイド比色法(定量)	CLTES-0259	—	—	—
			Y772	—	便中ヘモグロビン定量（金コロイド）2回目	糞便	—	金コロイド比色法(定量)	CLTES-0259	—	—	—
			0T12	—	便中ヘモグロビン定量（金コロイド）3回目	糞便	—	金コロイド比色法(定量)	CLTES-0259	—	—	—
			0W21	—	便中ヘモグロビン及びトランスフェリン1回目	糞便	—	金コロイド法	CLTES-0260	—	—	—
			0W24	—	便中ヘモグロビン及びトランスフェリン2回目	糞便	—	金コロイド法	CLTES-0260	—	—	—
D004 穿刺液・採取液検査												
			00558	—	髄液一般検査	髄液	—	—	CLTES-1294	—	—	—
			—	—	細胞数	髄液	—	視算法	CLTES-1292	—	—	—
			—	—	細胞種類	髄液	—	視算法	CLTES-1293	—	—	—
			—	—	比重	髄液	—	屈折計法	CLTES-0261	—	—	—
			—	—	外見	髄液	—	目視法	CLTES-0273	—	—	—
			—	—	pH	髄液	—	試験紙法	CLTES-0262	—	—	—
			—	—	精液一般検査	精液	—	—	—	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			0Y731	—	精液pH	精液	—	試験紙法	CLTES-0266	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			0Y732	—	精子数	精液	—	視算法	CLTES-0309	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			0Y733	—	精子奇形率	精液	—	鏡検法	CLTES-0310	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00E18	—	リン酸化タウ	髄液	—	CLEIA	CLTES-1345	—	—	—
			00T81	—	ミエリン塩基性蛋白(MBP)	髄液	—	ELISA	CLTES-0718	—	—	—
			02183	—	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ	子宮頸管粘液	—	ラテックス凝集免疫法	CLTES-0126	—	—	—
			02592	—	オリゴクローナルバンド(等電点電気泳動法)	血清・髄液	—	等電点電気泳動法	CLTES-0449	—	—	—
12 血液学的検査												
D005 血液形態・機能検査												
			05129	—	白血病・リンパ腫解析検査(LLA)CD45ゲーティング（造血器悪性腫瘍細胞検査）	骨髓液	血液	フローサイトメトリ法	CLTES-1085	—	—	—
			02496	—	悪性リンパ腫解析検査(MLA)CD45ゲーティング（造血器悪性腫瘍細胞検査）	リンパ節	血液	フローサイトメトリ法	CLTES-1084	—	—	—
			06202	—	悪性リンパ腫解析検査 7AAD解析（造血器悪性腫瘍細胞検査）	リンパ節	—	フローサイトメトリ法	CLTES-1086	—	—	—
			06203	—	多発性骨髄腫解析検査 CD38マルチ解析（造血器悪性腫瘍細胞検査）	骨髓液	—	フローサイトメトリ法	CLTES-1087	—	—	—
			02829	—	多発性骨髄腫マルチパラメーターフローサイトメトリ（8color）	骨髄液	—	フローサイトメトリ法	CLTES-1076	—	—	—
			0Y741	—	鼻汁中好酸球	鼻汁塗抹標本	—	MAY-Giemsa重染色法	CLTES-0277	—	—	—
			00852	—	浸透圧	血清	—	氷点降下法	CLTES-0702	—	—	—
D006 出血・凝固検査												
			05225	—	フォン・ウィルブランド因子活性（リストセチンコファクター）	血漿	—	固定血小板凝集法	CLTES-0428	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00R16	—	フォン・ウィルブランド因子活性（リストセチンコファクター）	血漿	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-1502	項目コード変更	2026/7/3	試験変更に伴う項目コード変更
			00765	—	凝固抑制因子検査第Ⅷ(8)因子	血漿	—	ベセスダ法	CLTES-0422	—	—	—
			05154	—	凝固抑制因子検査第Ⅸ(9)因子	血漿	—	ベセスダ法	CLTES-0423	—	—	—
			05298	—	α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体（PICテスト）	血漿	—	LPIA	CLTES-0406	—	—	—
			02292	—	プロテインS活性	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0435	—	—	—
			02194	—	トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT）	血漿	—	CLEIA	CLTES-0448	—	—	—
			00A00	—	トロンボモジュリン	血清	血漿	CLEIA	CLTES-0437	—	—	—
			00766	—	凝固因子活性検査第Ⅱ因子(F2)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0408	—	—	—
			00767	—	凝固因子活性検査第Ⅴ因子(F5)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0409	—	—	—
			00768	—	凝固因子活性検査第Ⅶ因子(F7)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0410	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00769	—	凝固因子活性検査第Ⅷ因子(F8)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0411	—	—	—
			00770	—	凝固因子活性検査第Ⅸ因子(F9)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0412	—	—	—
			00771	—	凝固因子活性検査第Ⅹ因子(F10)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0413	—	—	—
			00772	—	凝固因子活性検査第ⅩⅠ因子(F11)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0414	—	—	—
			00773	—	凝固因子活性検査第ⅩⅡ因子(F12)	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0415	—	—	—
			0Ⅹ405	—	凝固因子活性検査第Ⅷ因子（F8）[合成基質法]	血漿	—	合成基質法	CLTES-0466	—	—	—
			0Ⅹ400	—	凝固因子活性検査第Ⅸ因子（F9）[合成基質法]	血漿	—	合成基質法	CLTES-0467	—	—	—
			05127	—	プロテインC(抗原量)	血漿	—	LPⅠA	CLTES-0432	—	—	—
			05197	—	プロテインC活性	血漿	—	凝固時間法	CLTES-0433	—	—	—
			02502	—	トータルPAⅠ-1(tPA・PAⅠ-1複合体)	血漿	—	LPⅠA	CLTES-0407	—	—	—
			00174	—	α1アンチトリプシン	血清	—	ネフロメトリー	CLTES-0200	—	—	—
			00176	—	α2-マクログロブリン	血清	—	ネフロメトリー	CLTES-0203	—	—	—
			00753	—	β-トロポグロブリン(β-TG)	血漿	—	EⅠA	CLTES-0430	—	—	—
			00555	—	血小板第4因子 (PF-4)	血漿	—	EⅠA	CLTES-0431	—	—	—
			06200	—	プロトロンブフラグメントF1+2	血漿	—	ELISA	CLTES-0402	—	—	—
			02937	—	ADAMTS13活性	血漿	—	ELISA	CLTES-0446	—	—	—
			02981	—	ADAMTS13インヒビター	血漿	—	ELISA	CLTES-0447	—	—	—
			00941	—	アンチトロンビンⅢ(ATⅢ)	血漿	—	発色性合成基質法	CLTES-0403	—	—	—
			00993	—	プラスミノーゲン	血漿	—	発色性合成基質法	CLTES-0404	—	—	—
			00221	—	アンチプラスミン(α2プラスミンヒビター)	血漿	—	発色性合成基質法	CLTES-0405	—	—	—
			00763	—	フォン・ウィルブランド因子抗原定量	血漿	—	ラテックス凝集反応	CLTES-0418	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00R20	—	フォン・ウィルブランド因子抗原定量	血漿	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-1503	項目コード変更	2026/7/3	試薬変更に伴う項目コード変更
			06154	—	プロテインS(遊離型抗原量)	血漿	—	ラテックス凝集反応	CLTES-0436	—	—	—
			00481	—	プロテインS(抗原量)	血漿	—	ラテックス凝集反応	CLTES-0434	—	—	—
			02956	—	フィブリンモノマー複合体定量	血漿	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-0397	—	—	—
			00222	—	凝固因子活性検査第ⅩⅢ因子(F13)	血漿	—	合成基質法	CLTES-0417	—	—	—
			00B34	—	フォン・ウィルブランド因子 マルチマー解析	血漿	—	SDS7カ「0-15カ」電気泳動法	CLTES-1330	—	—	—
			13 生化学的検査Ⅰ									
			D007 血液化学検査									
			00Ⅹ39	—	肺サーファクタントプロテインD（SP-D）	血清	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-1456	—	—	—
			00H06	—	P型アミラーゼ定量	血清	—	JSCC標準化対応法	CLTES-1454	—	—	—
			00Ⅹ40	—	CK-MB(CPK-MB)	血清	—	CLEⅠA	CLTES-1445	—	—	—
			0R255	—	FGF23(CLEⅠA)	血清	—	CLEⅠA	CLTES-1384	—	—	—
			00475	—	膵ホスホリパーゼA2（膵PLA2）	血清	血漿	RIA固相法	CLTES-0568	—	—	—
			02479	—	1,25-(OH)ビタミンD	血清	—	RIA2抗体法	CLTES-0571	—	—	—
			00843	—	エタノール	血液	—	Gas-chromatograph法	CLTES-0898	—	—	—
			09472	—	ビタミンC(アスコルビン酸)	（血清中）除蛋白上清	—	HPLC	CLTES-0888	—	—	—
			00970	—	アルミニウム(Al)	血清	—	原子吸光分析法	CLTES-0677	—	—	—
			00421	—	Cu(銅)	蓄尿	—	原子吸光分析法	CLTES-0703	—	—	—
			00427	—	Zn(亜鉛)	蓄尿	—	原子吸光分析法	CLTES-0704	—	—	—
			00025	—	ビタミンB1	血液		LC/MS/MS法	CLTES-0866	—	—	—
			02720	—	ビタミンB2	血液		HPLC法	CLTES-0886	—	—	—
			00400	—	リン脂質	血清	—	酵素法	CLTES-0284	—	—	—
			05358	—	ヘパリン	血漿	—	発色性合成基質法	CLTES-0396	—	—	—
			05605	—	25ヒドロキシビタミンD（くる病・骨軟化症）	血清	—	CLEⅠA	CLTES-0109	—	—	—
			01047	—	25OHビタミンD（骨粗鬆症）	血清	—	CLEⅠA	CLTES-0217	—	—	—
			00026	—	ビタミンB12	血清	—	CLEⅠA	CLTES-0021	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00027	—	葉酸	血清	—	CLEIA	CLTES-0022	—	—	—
			02987	—	瘦-トタキシシ	血清	—	FEIA	CLTES-0117	—	—	—
			05604	—	プレセブシシ	血清	血漿	CLEIA	CLTES-0444	—	—	—
			00115	—	フェリチシ	血清	—	CLEIA	CLTES-0026	—	—	—
			02594	—	KL-6	血清	—	CLEIA	CLTES-0008	—	—	—
			00467	—	心筋トロポシ	血清	—	ECLIA	CLTES-0034	—	—	—
			02728	—	肺サー-ファクタシトプロテシ	血清	—	CLEIA	CLTES-0048	—	—	—
			00901	—	ミオグロビシ	血清	—	CLIA	CLTES-0101	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00W02	—	ミオグロビシ	血清	—	CLEIA	CLTES-1506	項目コード変更	2026/7/3	試薬変更に伴う項目コード変更
			06872	—	プロコラー-ゲシⅢペプチド(P-Ⅲ-P)	血清	—	CLIA	CLTES-0212	—	—	—
			08736	—	Ⅳ型コラー-ゲシ・7S(CLEIA)	血清	—	CLEIA	CLTES-1281	—	—	—
			06284	—	プロカルシトシ	血清	—	CLEIA	CLTES-0071	—	—	—
			06249	—	酸化LDL(MDA-LDL)	血清	—	ELISA	CLTES-0679	—	—	—
			02256	—	リボ蛋白リバー-ゼ(LPL)	血漿	—	ELISA	CLTES-0699	—	—	—
			02165	—	肝細胞増殖因子 (HGF)	血清	—	ELISA	CLTES-0711	—	—	—
			05640	—	心室筋ミオシシ軽鎖Ⅰ	血清	—	EIA	CLTES-0720	—	—	—
			00M56	—	コクリシトモプロテシ（CTP）	中耳洗浄液	—	ELISA	CLTES-1359	—	—	—
			02288	—	アセトアミノフェシ	血清	—	EIA法	CLTES-0151	—	—	—
			00194	—	ALPアイソザシム(IFCC)	血清	—	アガロ-ス電気泳動法	CLTES-0459	—	—	—
			00195	—	アミラー-ゼアイソザシム	血清	部分尿	アガロ-ス電気泳動法	CLTES-0460	—	—	—
			00193	—	LD(LDH)アイソザシム	血清	—	アガロ-ス電気泳動法	CLTES-0458	—	—	—
			00189	—	リボ蛋白分画	血清	—	アガロ-ス電気泳動法	CLTES-0461	—	—	—
			05616	—	コレステロール分画	血清	—	アガロ-ス電気泳動法	CLTES-0463	—	—	—
			00H10	—	尿中ミオグロビシ(CLEIA)	部分尿	—	CLEIA	CLTES-1406	—	—	—
			00410	—	クレアチシ	血清	蓄尿	酵素法	CLTES-0130	—	—	—
			00434	—	アルドラー-ゼ	血清	—	UV-酵素法	CLTES-0274	—	—	—
			00395	—	遊離コレステロール(F-Cho)	血清	—	酵素法	CLTES-0240	—	—	—
			00420	—	Cu(銅)	血清	—	比色法	CLTES-0149	—	—	—
			00428	—	リバー-ゼ	血清	—	合成基質比色法	CLTES-0124	—	—	—
			00284	—	アポリボ蛋白A-Ⅰ	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0140	—	—	—
			00285	—	アポリボ蛋白A-Ⅱ	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0141	—	—	—
			00287	—	アポリボ蛋白B	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0142	—	—	—
			00288	—	アポリボ蛋白C-Ⅱ	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0143	—	—	—
			00245	—	アポリボ蛋白C-Ⅲ	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0144	—	—	—
			00290	—	アポリボ蛋白E	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0145	—	—	—
			00996	—	アデシノシデアミナー-ゼ (ADA)	血清	—	酵素法	CLTES-0275	—	—	—
			05150	—	グアナ-ゼ	血清	—	酵素法	CLTES-0122	—	—	—
			00391	—	乳酸	除蛋白上清	—	乳酸オキシダー-ゼによる酵素法	CLTES-0135	—	—	—
			00392	—	ビルビシ酸	除蛋白上清	—	ビルビシ酸オキシダー-ゼによる酵素法	CLTES-0136	—	—	—
			00953	—	総胆汁酸	血清	—	酵素法	CLTES-0286	—	—	—
			05169	—	血中ケトシ体分画	静脈血	—	酵素法	CLTES-0111	—	—	—
			05838	—	血中ケトシ体分画	動脈血	—	酵素法	CLTES-0137	—	—	—
			0Y919	—	遊離脂脂肪酸(NEFA)	血清	—	酵素法	CLTES-0362	—	—	—
			00659	—	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール (1,5AG)	血清	—	酵素法	CLTES-0119	—	—	—
			02558	—	カルニチシ分画	血清	—	酵素サイクリシグ法	CLTES-0148	—	—	—
			00568	—	リボプロテシ(a)	血清	—	LA(ラテックス凝集比濁法)	CLTES-0139	—	—	—
			06199	—	シスタチシC	血清	—	金コロイド凝集法	CLTES-0110	—	—	—
			06204	—	イヌリシ定量	血清	—	酵素法	CLTES-0012	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			06120	—	Ⅳ型コラーゲン	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0213	—	—	—
			02579	—	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）	血清	—	ラテックス凝集法	CLTES-0211	—	—	—
			00426	—	Zn(亜鉛)	血清	—	比色法	CLTES-0108	—	—	—
			00037	—	アンギオテンシンⅠ 転換酵素（ACE）	血清	—	笠原法	CLTES-0127	—	—	—
			00483	—	ヒアルロン酸	血清	—	ラテックス凝集免疫比濁法	CLTES-0133	—	—	—
			02270	—	レムナント標リポ蛋白コレステロール(RLP-C)	血清	—	酵素法	CLTES-0138	—	—	—
			00A50	—	トリプシン	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0484	—	—	—
			0R609	—	ロイシンリッチα2グリコ蛋白(LRG)	血清	—	ラテックス凝集免疫法	CLTES-0379	—	—	—
			00U43	—	サイトケラチン18フラグメント（CK-18F）	血清	—	EIA	CLTES-1416	—	—	—
			00C81	—	Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体（M2BPGI）	血清	—	CLEIA	CLTES-1453	—	—	—
14 生化学的検査Ⅱ												
D008 内分泌学的検査												
			05882	—	抗ⅠA-2抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0475	—	—	—
			06537	—	抗GAD抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0483	—	—	—
			02670	—	Ⅰ 型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)(骨粗鬆症)	部分尿	—	CLEIA	CLTES-0533	—	—	—
			02273	—	Ⅰ 型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	部分尿	—	CLEIA	CLTES-0534	—	—	—
			02673	—	デオキシピリジリン(DPD)(骨粗鬆症)	部分尿	—	EIA	CLTES-0535	—	—	—
			02280	—	デオキシピリジリン	部分尿	—	EIA	CLTES-0536	—	—	—
			06229	—	低カルボキシル化オステオカルシン(UCOC)	血清	—	CLEIA	CLTES-0559	—	—	—
			06232	—	骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ（TRACP-5b）	血清	—	EIA	CLTES-0537	—	—	—
			06532	—	抗利尿ホルモン（AVP）	血漿	—	RⅠ A 2抗体法	CLTES-0562	—	—	—
			00032	—	サイクリックAMP	血漿	蓄尿	RIA DCC法	CLTES-0565	—	—	—
			02538	—	副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)	血漿	—	RIA固相法(IRMA)	CLTES-0574	—	—	—
			06576	—	フリーテストステロン〔RIA〕	血清	—	RIA固相法	CLTES-0576	—	—	—
			08029	—	レニン活性(PRA)〔EIA〕	血漿	—	EIA	CLTES-1275	—	—	—
			00734	—	HVA	血漿	—	HPLC法	CLTES-0872	—	—	—
			00736	—	VMA	血漿	—	HPLC法	CLTES-0872	—	—	—
			00738	—	5-HIAA	血漿	—	HPLC法	CLTES-0862	—	—	—
			00818	—	プレグナジオール	蓄尿	—	Gas Chromatography-Mass Spectrometry(GC/MS)法(酵素水解法)	CLTES-1376	—	—	—
			00819	—	プレグナントリオール	蓄尿	—	Gas Chromatography-Mass Spectrometry(GC/MS)法(酵素水解法)	CLTES-1376	—	—	—
			00856	—	HVA	酸性蓄尿	—	HPLC法	CLTES-0924	—	—	—
			00133	—	5-HIAA	酸性蓄尿	—	HPLC法	CLTES-0873	—	—	—
			00134	—	VMA	酸性蓄尿	—	HPLC法	CLTES-0924	—	—	—
			00129	—	カテコールアミン3分画 A:アドレナリンNA:ノルアドレナリンDA:ドーパミン	酸性蓄尿	—	HPLC	CLTES-0922	—	—	—
			00454	—	カテコールアミン3分画 A:アドレナリンNA:ノルアドレナリンDA:ドーパミン	血漿	—	HPLC	CLTES-0923	—	—	—
			00127	—	カテコールアミン総	酸性蓄尿	—	HPLC	CLTES-0922	—	—	—
			0R631	—	メタネフリン・ノルメタネフリン分画	酸性蓄尿	—	LC/MS/MS	CLTES-0931	—	—	—
			08226	—	サイロキシン結合グロブリン(TBG)	血清	—	CLEIA	CLTES-1408	—	—	—
			06144	—	絨毛性ゴナドトロピン（HCG）	血清	—	CLEIA	CLTES-0180	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00U99	—	絨毛性ゴナドトロピン（βHCG）	血清	—	CLEIA	CLTES-1508	項目コード変更	2026/7/3	試験変更に伴う項目コード変更
			02639	—	骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	血清	—	CLEIA	CLTES-0045	—	—	—
			00810	—	デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)	血清	—	CLEIA法	CLTES-0036	—	—	—
			00279	—	エリスロポエチン	血清	—	CLEIA	CLTES-0033	—	—	—
			00263	—	ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)	血漿	—	CLEIA	CLTES-0032	—	—	—
			08737	—	抗ミューラー管ホルモン（AMH）〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-1284	—	—	—
			00004	—	プロラクチン	血清	—	ECLIA	CLTES-0089	—	—	—
			0X408	—	トリヨードサイロニン（T3）〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-1363	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			0X703	—	甲状腺刺激ホルモン(TSH)(CLEIA)IFCC	血清	—	CLEIA	CLTES-1371	—	—	—
			02739	—	インスリン	血清	—	CLEIA	CLTES-0349	—	—	—
			06961	—	レニン濃度(ARC)(CLEIA)	血漿	血清	CLEIA	CLTES-1282	サンプル 2 追加	—	2026年7月3日（金）ご依頼分から
			0X496	—	サイロキシン(T4)(CLEIA)	血清	—	CLEIA	CLTES-1365	—	—	—
			00001	—	成長ホルモン（GH）	血清	—	ECLIA	CLTES-0017	—	—	—
			06118	—	卵胞刺激ホルモン（FSH）	血清	—	CLIA	CLTES-0061	—	—	—
			06117	—	黄体形成ホルモン（LH）	血清	—	CLIA	CLTES-0060	—	—	—
			00008	—	C-ペプチド（CPR）	血清	—	CLEIA	CLTES-0020	—	—	—
			00209	—	C-ペプチド（CPR）	蓄尿	—	CLEIA	CLTES-0020	—	—	—
			00821	—	テストステロン	血清	—	ECLIA	CLTES-0094	—	—	—
			0X419	—	遊離トリヨードサイロニン(Free T3)(CLEIA)	血清	—	CLEIA	CLTES-0091	—	—	—
			0X497	—	遊離サイロキシン(Free T4)(CLEIA)	血清	—	CLEIA	CLTES-1366	—	—	—
			00043	—	コルチゾール	血漿	血清	ECLIA	CLTES-0023	—	—	—
			00G93	—	尿中コルチゾール	蓄尿	—	CLIA	CLTES-1407	—	—	—
			04609	—	アルドステロン（CLEIA）	血漿	血清	CLEIA	CLTES-1279	—	—	—
			04751	—	アルドステロン（CLEIA）	蓄尿	—	CLEIA	CLTES-1399	—	—	—
			0X701	—	サイログロブリン(CLEIA)	血清	—	CLEIA	CLTES-1369	—	—	—
			02578	—	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP)	血漿	—	CLEIA	CLTES-0042	—	—	—
			00826	—	カルシトニン	血清	—	ECLIA	CLTES-0037	—	—	—
			06230	—	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (NT-proBNP)	血清	—	ECLIA	CLTES-0069	—	—	—
			00T18	—	NT-proBNP (ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント)	血清	—	CLEIA	CLTES-1491	—	—	—
			00802	—	プロゲステロン	血清	—	ECLIA	CLTES-0093	—	—	—
			06568	—	オステオカルシン	血清	—	ECLIA	CLTES-0083	—	—	—
			06519	—	I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(total P I NP)	血清	—	ECLIA	CLTES-0076	—	—	—
			00118	—	副甲状腺ホルモン (PTH) -インタクト	血清	—	ECLIA	CLTES-0027	—	—	—
			06629	—	副甲状腺ホルモン (WholePTH)	血漿	—	CLEIA	CLTES-0084	—	—	—
			02633	—	エストラジオール (E2)	血清	—	ECLIA	CLTES-0087	—	—	—
			05055	—	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	血漿	—	ECLIA	CLTES-0058	—	—	—
			00Y49	B355	IGF1SDスコア	血清	—	ECLIA	CLTES-1474	—	—	—
						05752	—	尿グルカゴン(ELISA)	血漿	—	ELISA	CLTES-0692
			00W00	—	尿グルカゴン(ELISA)	血漿	—	ELISA	CLTES-1507	項目コード変更	2026/7/3	測定試薬変更に伴う項目コード変更
			00144	—	血中11-OHCS	血清	—	蛍光法(De Moor変法)	CLTES-0707	—	—	—
			00G98	—	17α-ヒドロキシプロゲステロン（生後5ヵ月以上）	血清	—	ELISA	CLTES-1352	—	—	—
			0X798	—	17α-ヒドロキシプロゲステロン（生後4ヵ月以下）	血清	—	ELISA	CLTES-1352	—	—	—
			0R636	—	レプチン(ELISA)	血清	—	ELISA	CLTES-0476	—	—	—
			00T10	—	遊離HCG-β（HCG-βサブユニット）	血清	—	CLIA	CLTES-1399	—	—	—
			00G92	—	ガストリン	血清	—	RIA PEG法	CLTES-1377	—	—	—
			02650	—	I 型コラーゲンC末端70ペプチド(I CTP)	血清	—	RIA2抗体法	CLTES-0591	—	—	—
D009 腫瘍マーカー												
			06850	—	PSA F/T比	血清	—	CLEIA	CLTES-0218	—	—	—
			05120	—	γ-セミノプロテイン (γ-Sm)	血清	—	CLEIA	CLTES-0185	—	—	—
			05231	—	DUPAN-2	血清	—	EIA	CLTES-0480	—	—	—
			05223	—	NCC-ST-439	血清	—	EIA	CLTES-0521	—	—	—
			06959	—	CA54/61	血清	—	ELISA	CLTES-0538	—	—	—
			05655	—	SPan-1	血清	—	RIA固相法(IRMA)	CLTES-0583	—	—	—
			02740	—	癌胎児性抗原(CEA)	血清	—	CLEIA	CLTES-0050	—	—	—
			00051	—	α-フエトプロテイン定量	血清	—	CLEIA	CLTES-0025	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00249	—	SCC	血清	—	CLEIA	CLTES-0031	—	—	—
			00123	—	CA15-3	血清	—	CLEIA	CLTES-0028	—	—	—
			02902	—	前立腺特異抗原(PSA)	血清	—	CLEIA	CLTES-0052	—	—	—
			06168	—	CA19-9	血清	—	CLEIA	CLTES-0066	—	—	—
			00125	—	CA125	血清	—	CLEIA	CLTES-0029	—	—	—
			00049	—	NSE（神経特異エノラーゼ）	血清	—	ECLIA	CLTES-0024	—	—	—
			02982	—	CA72-4	血清	—	ECLIA	CLTES-0055	—	—	—
			00020	—	BCA225	血清	—	CLEIA	CLTES-0010	—	—	—
			02542	—	シフラ(CYFRA)（サイトケラチン19フラグメント）	血清	—	CLEIA	CLTES-0041	—	—	—
			06224	—	血清抗p53抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0006	—	—	—
			02636	—	ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	血漿	—	CLEIA	CLTES-0044	—	—	—
			03930	—	可溶性IL-2レセプター(sIL-2R)	血清	—	CLEIA	CLTES-0057	—	—	—
			05630	—	塩基性フェトプロテイン(BFP)	血清	—	EIA	CLTES-0712	—	—	—
			02241	—	シアルILe x抗原（CSLEX）	血清	—	EIA	CLTES-0713	—	—	—
			00599	—	エラスターゼ1	血清	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-0125	—	—	—
			05204	—	シアルILeX-i抗原（SLX）	血清	—	RIA固相法(IRMA)	CLTES-0582	—	—	—
			0Y730	—	APOA2アインフォーム	血漿	血清	ELISA	CLTES-1415	—	—	—
			00T04	—	S2,3PSA%	血清	—	LBA(LBA-EATA)	CLTES-1443	—	—	—
D010 特殊分析												
			05072	—	ハイドロキシプロリン-総	蓄尿	—	HPLC	CLTES-0878	—	—	—
			06356	—	アミノ酸分析2種類(チロシン・フェニルアラニン)[LC/MS]	血漿	—	LC/MS	CLTES-0857	—	—	—
			06355	—	アミノ酸分析(9種類)[LC/MS]	血漿	—	LC/MS	CLTES-0857	—	—	—
			00135	—	アミノ酸分析(41種類)	酸性蓄尿	—	HPLC	CLTES-0860	—	—	—
			06354	—	アミノ酸分析(39種類)[LC/MS]	血漿	—	LC/MS	CLTES-0857	—	—	—
			05656	—	脂肪酸分画(4成分)	血漿	血清	Gas-chromatograph法	CLTES-0863	—	—	—
			05737	—	脂肪酸分画（24成分）	血漿	血清	Gas-chromatograph法	CLTES-0864	—	—	—
			0M055	—	有機酸スクリーニング検査	部分尿	—	Gas-Chromatograph法(GC-MSD)	CLTES-0881	—	—	—
			02239	—	極長鎖脂肪酸	血漿	—	Gas-chromatograph法(GC-MSD)	CLTES-0882	—	—	—
			00298	—	血中総ホモシステイン	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0932	—	—	—
			0B448	—	総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)	血清	—	酵素法	CLTES-0131	—	—	—
15 免疫学的検査												
D011 免疫血液学的検査												
			06456	—	HIT抗体(血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体)	血漿	—	ラテックス比濁法	CLTES-0442	—	—	—
			05181	—	PAIgG（血小板関連IgG）	血液	—	ELISA	CLTES-0441	—	—	—
			00351	—	抗血小板抗体	血清	—	MPHA(混合受身凝集法)	CLTES-0440	—	—	—
D012 感染症免疫学的検査												
			00X62	—	AAVrh74	血清	—	ECLIA	CLTES-1476	—	—	—
			06372	—	梅毒定量RPR(LA)	血清	—	ラテックス比濁法	CLTES-0322	—	—	—
			06371	—	梅毒定量TP抗体(LA)	血清	—	ラテックス比濁法	CLTES-0324	—	—	—
			0R626	—	抗ヘリコバクター・ピロリ抗体(LA)	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0268	—	—	—
			00731	—	トキソプラズマ IgG抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0487	—	—	—
			00732	—	トキソプラズマ IgM抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0490	—	—	—
			02900	—	カンジダマンナン抗原	血清	—	ELISA	CLTES-0527	—	—	—
			02696	—	アスペルギルス抗原	血清	—	ELISA	CLTES-0529	—	—	—
			00262	—	日本脳炎ウイルス（JaGAR株）	血清	—	HI(赤血球凝集抑制反応)	CLTES-0602	—	—	—
			06595	—	エンドトキシン定量	血液	—	比濁時間分析法	CLTES-0608	—	—	—
			02723	—	β-D-グルカン	血液	—	発色合成基質法	CLTES-0610	—	—	—
			09319	—	ヒトパルボウイルスB19 IgM	血清	—	EIA	CLTES-0623	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			05135	—	単純ヘルペス ウイルス IgG	血清	—	EIA	CLTES-0625	—	—	—
			05136	—	単純ヘルペス ウイルス IgM	血清	—	EIA	CLTES-0626	—	—	—
			05131	—	水痘・帯状疱疹ウイルス IgG	血清	—	EIA	CLTES-0628	—	—	—
			05132	—	水痘・帯状疱疹ウイルス IgM	血清	—	EIA	CLTES-0629	—	—	—
			02536	—	EBウイルス 抗EA IgG	血清	—	EIA	CLTES-0632	—	—	—
			02535	—	EBウイルス 抗EBNA IgG	血清	—	EIA	CLTES-0632	—	—	—
			02534	—	EBウイルス 抗VCA IgM	血清	—	EIA	CLTES-0632	—	—	—
			02532	—	EBウイルス 抗VCA IgG	血清	—	EIA	CLTES-0632	—	—	—
			00300	—	風疹ウイルス	血清	—	HI(赤血球凝集抑制反応)	CLTES-0642	—	—	—
			05137	—	風疹ウイルス IgG	血清	—	EIA	CLTES-0643	—	—	—
			05138	—	風疹ウイルス IgM	血清	—	EIA	CLTES-0644	—	—	—
			05261	—	インフルエンザウイルス A型 (H1N1)(H3N2)	血清	—	HI(赤血球凝集抑制反応)	CLTES-0645	—	—	—
			05262	—	インフルエンザウイルス B型	血清	—	HI(赤血球凝集抑制反応)	CLTES-0646	—	—	—
			00283	—	パラインフルエンザウイルス 1型	血清	—	HI(赤血球凝集抑制反応)	CLTES-0647	—	—	—
			00286	—	パラインフルエンザウイルス 2型	血清	—	HI(赤血球凝集抑制反応)	CLTES-0647	—	—	—
			00289	—	パラインフルエンザウイルス 3型	血清	—	HI(赤血球凝集抑制反応)	CLTES-0647	—	—	—
			05141	—	麻疹ウイルス IgG	血清	—	EIA	CLTES-0652	—	—	—
			05142	—	麻疹ウイルス IgM	血清	—	EIA	CLTES-0653	—	—	—
			05139	—	ムンプスウイルス IgG	血清	—	EIA	CLTES-0656	—	—	—
			05140	—	ムンプスウイルス IgM	血清	—	EIA	CLTES-0657	—	—	—
			00479	—	クラミジアトラコマティス IgA	血清	—	EIA	CLTES-0659	—	—	—
			00478	—	クラミジアトラコマティス IgG	血清	—	EIA	CLTES-0659	—	—	—
			06497	—	クラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエIgG	血清	—	ELISA	CLTES-0661	—	—	—
			06498	—	クラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエIgA	血清	—	ELISA	CLTES-0661	—	—	—
			0Y446	—	クラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエIgM	血清	—	ELISA	CLTES-0662	—	—	—
			0Y447	—	百日咳抗体（EIA）	血清	—	EIA	CLTES-0664	—	—	—
			06522	—	百日咳抗体 IgA	血清	—	ELISA	CLTES-0667	—	—	—
			06525	—	百日咳抗体 IgM	血清	—	ELISA	CLTES-0667	—	—	—
			0R639	—	単純ヘルペスウイルス 1型・2型-IgG	血清	—	FIA	CLTES-0675	—	—	—
			03700	—	結核菌群抗原	喀痰	その他	イムノクロマト法	CLTES-0848	—	—	—
			05626	—	HTLV- I (ATLV)抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0059	—	—	—
			00B41	—	サイトメガロウイルス IgG	血清	—	CLIA	CLTES-0777	—	—	—
			00B38	—	サイトメガロウイルス IgM	血清	—	CLIA	CLTES-0778	—	—	—
			0M777	—	ノロウイルス抗原	糞便	—	EIA	CLTES-0802	—	—	—
			02887	—	便中ヘリコバクターピロリ抗原	糞便	—	EIA	CLTES-0789	—	—	—
			06530	—	デングウイルス N S 1抗原	血清	—	ELISA	CLTES-0795	—	—	—
			02028	—	サイトメガロウイルス pp65抗原(C7-HRP)	血液	—	直接酵素抗体法	CLTES-0768	—	—	—
			06572	—	HTLV-1抗体	血清	—	ラインプロット法（LIA法）	CLTES-0621	—	—	—
			00Y73	—	HIV-1／2 特異抗体	血清	—	IC（イムノクロマト法）	CLTES-1479	—	—	—
			00E41	—	鳥特異的IgG抗体	血清	血漿	FEIA	CLTES-1339	—	—	—
			00577	—	クリプトコックス・ネオフォルマンس抗原	血清	穿刺液	ラテックス凝集反応	CLTES-0494	—	—	—
			05210	—	単純ヘルペスウイルス特異抗原	塗抹標本	—	FA	CLTES-0598	—	—	—
			00823	—	水痘・帯状疱疹ウイルス抗原	塗抹標本	—	FA	CLTES-0599	—	—	—
			00641	—	アデノウイルス 1型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			00642	—	アデノウイルス 2型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			00643	—	アデノウイルス 3型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			00644	—	アデノウイルス 4型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00645	—	アデノウイルス 5型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			00646	—	アデノウイルス 6型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			00647	—	アデノウイルス 7型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			05079	—	アデノウイルス 11型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			00649	—	アデノウイルス 19型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			02477	—	アデノウイルス 21型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			05469	—	アデノウイルス 37型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0624	—	—	—
			00295	—	単純ヘルペス ウイルス 1型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0627	—	—	—
			00296	—	単純ヘルペス ウイルス 2型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0627	—	—	—
			00315	—	EBウイルス 抗VCA IgG	血清	—	FA(蛍光抗体法)	CLTES-0633	—	—	—
			00316	—	EBウイルス 抗VCA IgM	血清	—	FA(蛍光抗体法)	CLTES-0633	—	—	—
			00317	—	EBウイルス 抗VCA IgA	血清	—	FA(蛍光抗体法)	CLTES-0633	—	—	—
			00318	—	EBウイルス 抗EA-DR IgG	血清	—	FA(蛍光抗体法)	CLTES-0634	—	—	—
			00319	—	EBウイルス 抗EA-DR IgA	血清	—	FA(蛍光抗体法)	CLTES-0634	—	—	—
			00320	—	EBウイルス 抗EBNA	血清	—	FA(蛍光抗体法)	CLTES-0635	—	—	—
			05146	—	コクサッキーウイルス A群2型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			05147	—	コクサッキーウイルス A群3型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			05634	—	コクサッキーウイルス A群4型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			05636	—	コクサッキーウイルス A群5型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			05637	—	コクサッキーウイルス A群6型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			00602	—	コクサッキーウイルス A群7型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			00603	—	コクサッキーウイルス A群9型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			05148	—	コクサッキーウイルス A群10型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			00312	—	コクサッキーウイルス A群16型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0638	—	—	—
			00604	—	コクサッキーウイルス B群1型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0639	—	—	—
			00605	—	コクサッキーウイルス B群2型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0639	—	—	—
			00606	—	コクサッキーウイルス B群3型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0639	—	—	—
			00607	—	コクサッキーウイルス B群4型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0639	—	—	—
			00608	—	コクサッキーウイルス B群5型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0639	—	—	—
			00609	—	コクサッキーウイルス B群6型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0639	—	—	—
			00614	—	エコーウイルス 1型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00615	—	エコーウイルス 3型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00616	—	エコーウイルス 4型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08074	—	エコーウイルス 5型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00617	—	エコーウイルス 6型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00618	—	エコーウイルス 7型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00619	—	エコーウイルス 9型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08118	—	エコーウイルス 11型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08070	—	エコーウイルス 12型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00620	—	エコーウイルス 13型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08195	—	エコーウイルス 14型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			05468	—	エコーウイルス 16型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00621	—	エコーウイルス 17型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			05467	—	エコーウイルス 18型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08121	—	エコーウイルス 19型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08196	—	エコーウイルス 21型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08094	—	エコーウイルス（リレコウイルス1型） 22型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			08182	—	エコーウイルス 24型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00622	—	エコーウイルス 25型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00713	—	エコーウイルス 30型	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0640	—	—	—
			00292	—	RSウイルス	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0648	—	—	—
			00293	—	麻疹ウイルス	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0651	—	—	—
			00294	—	ムンプスウイルス	血清	—	NT(中和反応)	CLTES-0655	—	—	—
			00306	—	マイコプラズマニューモニエ	血清	—	PA	CLTES-0665	—	—	—
			00703	—	ツツガムシギリアム IgM	血清	—	FA	CLTES-0666	—	—	—
			00707	—	ツツガムシカーブ IgM	血清	—	FA	CLTES-0666	—	—	—
			00706	—	ツツガムシカーブ IgG	血清	—	FA	CLTES-0666	—	—	—
			00704	—	ツツガムシカトー IgG	血清	—	FA	CLTES-0666	—	—	—
			00702	—	ツツガムシギリアム IgG	血清	—	FA	CLTES-0666	—	—	—
			00705	—	ツツガムシカトー IgM	血清	—	FA	CLTES-0666	—	—	—
			00N25	—	アスペルギルス抗体IgG	血清	—	ELISA	CLTES-1362	—	—	—
D013 肝炎ウイルス関連検査												
			06101	—	HBVゲノタイプ	血清	—	EIA	CLTES-0678	—	—	—
			06419	—	IgA-HEV抗体（定性）	血清	—	EIA	CLTES-0716	—	—	—
			00N24	—	B型肝炎ウイルスコア関連抗原（HBcrAg）	血清	—	CLEIA	CLTES-0188	—	—	—
			02805	—	HBs抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0051	—	—	—
			06162	—	HBe抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0064	—	—	—
			06161	—	HBe抗原	血清	—	CLEIA	CLTES-0063	—	—	—
			02935	—	HCV抗原(コア蛋白質)	血清	—	CLIA	CLTES-0054	—	—	—
			06829	—	HBc抗体(IgG)	血清	—	CLEIA	CLTES-0085	—	—	—
			06214	—	HA抗体	血清	—	CLIA	CLTES-0098	—	—	—
			06163	—	IgM-HBc抗体	血清	—	CLIA	CLTES-0065	—	—	—
			06213	—	IgM-HA抗体	血清	—	CLIA	CLTES-0099	—	—	—
			02715	—	HCV群別(グルーピング)	血清	—	CLEIA	CLTES-0856	—	—	—
D014 自己抗体検査												
			02647	—	抗ガラクトース欠損IgG抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0482	—	—	—
			00490	—	IgG型リウマチ因子	血清	—	ELISA	CLTES-0485	—	—	—
			00E23	—	抗カルジオリビンIgM抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0514	—	—	—
			02247	—	抗カルジオリビン β2グリアプロテイン I 複合体抗体（抗CL・β2GP I 抗体）	血清	—	ELISA	CLTES-0488	—	—	—
			06225	—	抗ss-DNA IgG抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0491	—	—	—
			06227	—	抗ds-DNA IgG抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0492	—	—	—
			06499	—	抗ARS抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0493	—	—	—
			06345	—	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0497	—	—	—
			00E38	—	抗MDA5 抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0513	—	—	—
			00E25	—	抗カルジオリビンIgG抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0486	—	—	—
			06553	—	抗Mi-2抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0516	—	—	—
			06555	—	抗TIF1-γ抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0517	—	—	—
			02823	—	抗LKM-1抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0541	—	—	—
			00H21	—	甲状腺刺激抗体(TSAb)	血清	—	Bioassay	CLTES-1379	—	—	—
			06489	—	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体（抗MuSK抗体）	血清	—	RIA	CLTES-0567	—	—	—
			00364	—	抗DNA抗体〔RIA〕	血清	—	RIA硫酸塩析法	CLTES-0584	—	—	—
			06395	—	インスリン抗体	血清	—	RIA法	CLTES-0588	—	—	—
			02317	—	抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)	血清	—	RIA	CLTES-0589	—	—	—
			00F93	—	抗P/Q型 電位依存性 カルシウムチャネル抗体（抗P/Q型VGCC 抗体）	血清	—	RIA	CLTES-1378	—	—	—
			02651	—	ループスアンチコアグラント	血漿	—	希釈ラッセル蛇毒時間法	CLTES-0439	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考	
			06570	—	ループスアンチコアグラント	血漿	—	リン脂質中和法	CLTES-0395	—	—	—	
			0X590	—	抗サイログロブリン抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0035	—	—	—	
			06548	—	抗Jo-1抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0082	—	—	—	
			0X580	—	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（抗TPO抗体）〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0039	—	—	—	
			06543	—	抗RNP抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0077	—	—	—	
			06544	—	抗Sm抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0078	—	—	—	
			06547	—	抗Scl-70抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0081	—	—	—	
			06546	—	抗SS-B/La抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0080	—	—	—	
			06545	—	抗SS-A/Ro抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-0079	—	—	—	
			08042	—	抗セントロメア抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0526	—	—	—	
			06450	—	抗ミトコンドリア M2抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0074	—	—	—	
			06205	—	抗シトルリン化ペプチド（CCP）抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0067	—	—	—	
			0X702	—	TSHレセプター抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	CLTES-1370	—	—	—	
			00E22	—	抗β 2 グリコプロテイン I IgM抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-1432	—	—	—	
			00E24	—	抗β 2 グリコプロテイン I IgG抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-1433	—	—	—	
			02932	—	抗好中球細胞質抗体（MPO-ANCA）	血清	—	CLEIA	CLTES-0053	—	—	—	
			02309	—	抗好中球細胞質抗体（PR3-ANCA）	血清	—	CLEIA	CLTES-0038	—	—	—	
			02657	—	抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体）	血清	—	CLEIA	CLTES-0046	—	—	—	
			06211	—	抗BP180抗体(血清中抗BP180NC16a抗体)	血清	—	CLEIA	CLTES-0068	—	—	—	
			02999	—	抗デスモグレイン3抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0100	—	—	—	
			02998	—	抗デスモグレイン1抗体	血清	—	CLEIA	CLTES-0056	—	—	—	
			06263	—	抗アクアポリン4抗体	血清	—	ELISA	CLTES-0686	—	—	—	
			00657	—	抗Scl-70抗体	血清	—	オクタロニー法	CLTES-0530	—	—	—	
			00331	—	寒冷凝集反応	血清	—	HA	CLTES-0540	—	—	—	
			00634	—	抗RNP抗体	血清	—	オクタロニー法	CLTES-0544	—	—	—	
			00635	—	抗Sm抗体	血清	—	オクタロニー法	CLTES-0545	—	—	—	
			00903	—	抗ミトコンドリア抗体	血清	—	FA	CLTES-0549	—	—	—	
			06166	—	抗核抗体(ANA)	血清	—	FA	CLTES-0553	—	—	—	
			00570	—	抗SS-B/La抗体	血清	—	オクタロニー法	CLTES-0554	—	—	—	
			00569	—	抗SS-A/Ro抗体	血清	—	オクタロニー法	CLTES-0555	—	—	—	
			00512	—	抗Jo-1抗体	血清	—	オクタロニー法	CLTES-0556	—	—	—	
			03937	—	抗HLA抗体（スクリーニング検査）	血清		血漿	Luminex法	CLTES-1069	—	—	—
			02849	—	MMP-3（マトリックスメタロプロテイナーゼ-3）	血清	—	—	LTIA	CLTES-0129	—	—	—
			06551	—	IgG2	血清	—	—	免疫比濁法	CLTES-0192	—	—	—
			03936	—	IgG4〔LA〕	血清	—	—	ラテックス免疫比濁法	CLTES-0107	—	—	—
D015 血漿蛋白免疫学的検査													
			06444	—	結核菌特異的IFN-γ	血液	—	ELISPOT法	CLTES-1093	—	—	—	
			00053	—	IgE(非特異的IgE)	血清	—	FEIA	CLTES-0002	—	—	—	
			06504	—	特異的IgE（Ara h 2）（ピーナッツ由来）	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	
			06190	—	特異的IgE（C-PAC5アレルギー）小児除去食用	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	
			06189	—	特異的IgE（C-PAC16アレルギー）鼻炎・喘息用	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	
			06188	—	特異的IgE（C-PAC16アレルギー）アトピー性皮膚炎用	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	
			06187	—	特異的IgE（C-PAC16アレルギー）小児用	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	
			0B920	—	特異的IgE(View アレルギ－39)	血清	—	FEIA	CLTES-0105	—	—	—	
			06577	—	特異的IgE(MAST36アレルギー)	血清	—	CLEIA	CLTES-0005	—	—	—	
			05847	—	特異的IgE(マルチアレルゲン) 穀物	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	
			05845	—	特異的IgE(マルチアレルゲン) 雑草	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	
			05849	—	特異的IgE(マルチアレルゲン) カビ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—	

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			05848	—	特異的IgE(マルチアレルゲン) 動物上皮	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05846	—	特異的IgE(マルチアレルゲン) 食物	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05844	—	特異的IgE(マルチアレルゲン) イネ科	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00090	—	ヤナギ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00077	—	ムコール	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00152	—	イヌのフケ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00094	—	ウシのフケ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00093	—	ウマのフケ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00091	—	ネコのフケ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02246	—	トリコフイトン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06367	—	マラセチア(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05673	—	ヘルミントスポリウム	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00110	—	カンジダ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00078	—	アルテルナリア	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00076	—	アスペルギルス	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00075	—	クラドスポリウム	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00074	—	ペニシリウム	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00272	—	マツ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01456	—	クワ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01425	—	アカシア(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00153	—	モルモット上皮	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00114	—	スギ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05454	—	ハムスター 上皮	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00088	—	クルミ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00087	—	オリーブ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02026	—	ヒノキ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05300	—	ラット	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01457	—	アシブトコナダニ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00096	—	コナヒョウヒダニ(ダニ2)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00095	—	ヤケヒョウヒダニ(ダニ1)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02025	—	ガ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02049	—	ユスリカ (成虫)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00159	—	アシナガバチ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00158	—	スズメバチ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00157	—	ミツバチ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02050	—	アニサキス	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05452	—	家兎上皮	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05595	—	マウス	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01461	—	ガチョウ羽毛	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01606	—	アヒル羽毛	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01605	—	ニワトリ羽毛	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00576	—	イラクサ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01499	—	豚上皮	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00086	—	ニレ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01498	—	羊 上皮	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02462	—	ヤギ上皮	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05450	—	セキセイインコ羽毛	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			05448	—	セキセイインコのフン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00205	—	回虫	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00060	—	アシ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00059	—	オオアワガエリ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00058	—	ホソムギ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00057	—	ヒロハウシノケグサ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00056	—	カモガヤ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00055	—	ギョウギシバ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00054	—	ハルガヤ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02054	—	カナムグラ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00154	—	セイバンモロコシ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00069	—	タンポポ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00084	—	ビャクシン(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00083	—	ブナ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00081	—	シラカンバ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00080	—	ハンノキ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00079	—	カエデ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01458	—	サヤアシニクダニ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00598	—	ヒメスイバ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01608	—	ヤブカ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00073	—	アキノキリンソウ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00061	—	ナガハグサ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00070	—	ヘラオオバコ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00062	—	コスカグサ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00068	—	フランスギク	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00067	—	ヨモギ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00066	—	ニガヨモギ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00065	—	オオブタクサ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00064	—	ブタクサモドキ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00063	—	ブタクサ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00591	—	オオスズメノテッポウ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00590	—	小麦(花粉)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00156	—	スズメノヒエ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00085	—	コナラ(属)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00071	—	シロザ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00868	—	アシ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01693	—	バゼリ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06182	—	ヤマイモ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02468	—	アボガド	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02452	—	モモ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02463	—	洋ナシ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02433	—	カカオ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02427	—	バナナ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02461	—	マンゴ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02454	—	麦芽	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02459	—	モールドチーズ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02545	—	ホウレンソウ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02045	—	イワシ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02546	—	カボチャ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00839	—	サバ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02044	—	タコ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02043	—	イカ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00160	—	ゴキブリ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02031	—	キビ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01459	—	ケナガコナダニ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02027	—	タケノコ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00273	—	インゲン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01696	—	マスタード	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01695	—	羊肉	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01694	—	メロン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02456	—	グルテン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02457	—	イソシアネート MDI	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00F94	—	Asp f 1（アスペルギルス由来）	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02559	—	綿	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02689	—	黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02683	—	黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02431	—	ゼラチン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02460	—	ヒトインシュリン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02548	—	ラテックス	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06566	—	Hev b 6.02（ラテックス由来）	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02474	—	ホルマリン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02466	—	無水フタル酸	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02543	—	グレープフルーツ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02458	—	イソシアネート HDI	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02030	—	サツマイモ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02455	—	イソシアネート TDI	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02470	—	オオバコ種子	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06138	—	カキ(貝)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06137	—	アザリ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06136	—	ホタテ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06135	—	タラコ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06134	—	イクラ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02547	—	カレイ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06184	—	スイカ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06183	—	クルマミ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02699	—	オボムコイド	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06565	—	Gly m 4（大豆由来）	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00204	—	米	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00151	—	ブラジルナッツ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00150	—	エンドウ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00149	—	トウモロコシ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00148	—	オート麦	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00147	—	大麦	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01692	—	セロリ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06368	—	ω-5 グリアジン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			02032	—	アワ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00143	—	小麦	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00571	—	トマト	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00112	—	カニ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00146	—	ライ麦	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00109	—	大豆	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00104	—	ハシバミ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			06369	—	カシューナッツ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00103	—	アーモンド	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00102	—	ピーナッツ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00101	—	タラ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			03998	—	Jug r 1(クルミ由来)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00100	—	卵白	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00099	—	牛乳	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00098	—	ハウスダスト2	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00097	—	ハウスダスト1	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00113	—	エビ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01686	—	β-ラクトグロブリン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01691	—	キウイ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01690	—	鶏肉	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01689	—	チーズ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01688	—	ロブスター	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01687	—	カゼイン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00572	—	ニンジン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01685	—	α-ラクトアルブミン	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01684	—	卵黄	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01683	—	リンゴ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01682	—	ビール酵母	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			01681	—	牛肉	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00595	—	タマネギ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00581	—	ジャガイモ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00573	—	オレンジ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00574	—	マグロ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00580	—	豚肉	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00594	—	ニンク	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			03999	—	Ana o 3(カシューナッツ由来)	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00582	—	ココナッツ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00586	—	ゴマ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00587	—	ソバ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00583	—	ムラサキガイ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00585	—	サケ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00584	—	イチゴ	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			00474	—	アトピー鑑別試験（12種吸入性アレルギー）	血清	—	FEIA	CLTES-0003	—	—	—
			0X749	—	インターフェロン-6（IL-6）	血清	—	ECLIA	CLTES-0214	—	—	—
			00D95	—	TARC(COVID-19)	血清	—	CLEIA	CLTES-1381	—	—	—
			06245	—	TARC(Th2ケモカイン)	血清	—	CLEIA	CLTES-0070	—	—	—
			02572	—	ヒト癌胎児性フィブロネクチン	腔分泌物	—	ELISA	CLTES-0721	—	—	—
			00177	—	セルロプラスミン	血清	—	ネフロメトリー	CLTES-0205	—	—	—
			00182	—	ハプトグロビン	血清	—	ネフロメトリー	CLTES-0204	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00R17	—	ハプトグロビン	血清	—	TIA	CLTES-1510	項目コード変更	2026/7/3	測定試薬変更に伴う項目コード変更

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00165	—	グリオグロリン定性	血清	—	寒冷沈澱法	CLTES-0462	—	—	—
			02264	—	尿中免疫電気泳動（尿中ベンスジョーンズ蛋白の同定）	部分尿	—	免疫固定法	CLTES-0454	—	—	—
			02245	—	免疫電気泳動（特異抗血清による同定）	血清	—	免疫固定法	CLTES-0453	—	—	—
			00365	—	血清補体価	血清	—	Mayer法相対比濁法	CLTES-0194	—	—	—
			00H94	—	血清アミロイD蛋白（SAA）	血清	—	ラテックス凝集免疫法	CLTES-0210	—	—	—
			00178	—	トランスフェリン	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0207	—	—	—
			00850	—	β2-マイクログロブリン	血清	—	ラテックス凝集免疫法	CLTES-0208	—	—	—
			00210	—	β2-マイクログロブリン	蓄尿	—	ラテックス凝集免疫法	CLTES-0208	—	—	—
			00925	—	ブレアルブミン	血清	—	免疫比濁法	CLTES-0198	—	—	—
			05182	—	α1-マイクログロブリン	血清	尿	ラテックス凝集免疫法	CLTES-0199	—	—	—
			00923	—	レチノール結合蛋白（RBP）	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0202	—	—	—
			0R622	—	免疫グロブリン遊離 L 鎖κ/λ比（フリーライトチェーン）	血清	—	ラテックス比濁法	CLTES-0193	—	—	—
			05198	—	C1インアクチベーター活性（C1エステラーゼインヒター活性）	血漿	—	発色性合成基質法	CLTES-0443	—	—	—
			00U34	—	免疫電気泳動(ADIRA)Dara	血清	—	免疫固定法	CLTES-1444	—	—	—
D016 細胞機能検査												
			00523	—	PHAによるリンパ球 幼若化検査	血液	—	3H-サイミジン取り込み能	CLTES-1098	—	—	—
			00524	—	Con-Aによるリンパ球 幼若化検査	血液	—	3H-サイミジン取り込み能	CLTES-1099	—	—	—
			00530	—	B細胞表面免疫 グロブリン(Sm-Ig) IgG	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1080	—	—	—
			00531	—	B細胞表面免疫 グロブリン(Sm-Ig) IgA	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1080	—	—	—
			00532	—	B細胞表面免疫 グロブリン(Sm-Ig) IgM	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1080	—	—	—
			00533	—	B細胞表面免疫 グロブリン(Sm-Ig) IgD	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1080	—	—	—
			00534	—	B細胞表面免疫 グロブリン(Sm-Ig) K	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1080	—	—	—
			00535	—	B細胞表面免疫 グロブリン(Sm-Ig) L	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1080	—	—	—
			05002	—	CD4	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1082	—	—	—
			05001	—	CD3	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1082	—	—	—
			05003	—	CD8	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1082	—	—	—
			05665	—	Two-color CD4/CD25	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			05040	—	Two-color CD4/CD45RA	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			05041	—	Two-color CD4/CD29	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			05042	—	Two-color CD11b/CD8	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			05043	—	Two-color HLA-DR/CD4	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			05044	—	Two-color HLA-DR/CD8	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			02394	—	Two-color CD45RO/CD4	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			02748	—	Two-color CD4/CD8	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			05662	—	Two-color HLA-DR/CD3	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1083	—	—	—
			00521	—	T細胞百分率 B細胞百分率	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1079	—	—	—
			00522	—	IgG-FcR+・ T細胞百分率	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1081	—	—	—
			06437	—	CCR4タンパク(FCM)	血液	—	フローサイトメトリー	CLTES-1088	—	—	—
			0C742	—	顆粒球CD16	血液	—	Two-colorフローサイトメトリー	CLTES-1425	—	—	—
16 微生物学的検査												
D021 抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）												
			0U168	—	抗酸菌同定[質量分析]	喀痰	その他	MALDI-TOF MS法	CLTES-0854	—	—	—
D022 抗酸菌薬剤感受性検査（増地数に関係なく）												
			00697	—	抗酸菌薬剤感受性	喀痰	その他	一濃度比率法	CLTES-0851	—	—	—
			—	—	結核菌感受性(MIC)	喀痰	その他	微量液体希釈法	CLTES-0855	—	—	—
			00U90	—	抗酸菌感受性（MIC）RGM	喀痰	その他	微量液体希釈法	CLTES-1412	—	—	—
			00T98	—	抗酸菌感受性（MIC）SGM	喀痰	その他	微量液体希釈法	CLTES-1411	—	—	—
D023-2 その他の微生物学的検査												

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			02220	—	大腸菌ペロトキシン	菌株	—	RPLA	CLTES-0843	—	—	—
17 遺伝子関連検査・染色体検査												
a-1 体細胞遺伝子検査（血液腫瘍・移植などの造血器関連検体）（NGS以外）												
			06302	—	FLT3/ITD変異解析	血液	その他	PCR	CLTES-1012	—	—	—
			02904	—	NPM1変異解析	骨髄液	血液	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1024	—	—	—
			0R953	—	JAK2V617F遺伝子変異解析	血液	—	7μ特異的定量PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1047	—	—	—
			0R625	—	MPN遺伝子変異解析	血液	—	PCR	CLTES-1048	—	—	—
			0R633	—	MYD88遺伝子変異解析	組織	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1244	—	—	—
			0R634	—	CD79B遺伝子変異解析	組織	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1244	—	—	—
			05433	—	免疫グロブリンH鎖JH再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			02304	—	免疫グロブリンH鎖Cμ再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			05434	—	免疫グロブリンL鎖Jκ再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			02305	—	免疫グロブリンL鎖Cκ再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			02306	—	免疫グロブリンL鎖Cλ再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			05435	—	T細胞レセプター β鎖Cβ1再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			06285	—	T細胞レセプター β鎖Jβ1再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			06287	—	T細胞レセプター β鎖Jβ2再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			06282	—	T細胞レセプター γ鎖Jγ再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			06320	—	T細胞レセプター δ鎖Jδ1再構成	血液	その他	サザンブロットハイブリダイゼーション	CLTES-1000	—	—	—
			02875	—	FLT3変異解析ITD/TKD	骨髄液	その他	PCR- γ 25-電気泳動法	CLTES-1030	—	—	—
			05881	—	NUDT15 遺伝子 codon 139多型解析	血液	—	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-1038	—	—	—
			00L69	—	Y染色体微小欠失 (AZF欠失)	血液	その他	PCR-rSSO法	CLTES-1354	—	—	—
			00X75	—	IDH1遺伝子解析（AML）	骨髄液	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1462	—	—	—
			02646	—	Major BCR:: <i>ABL1</i> mRNA定量	骨髄液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02984	—	minor BCR:: <i>ABL1</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02991	—	<i>RUNX1</i> :: <i>RUNX1T1</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02992	—	<i>DEK</i> :: <i>NUP214</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02989	—	<i>PML</i> :: <i>RARA</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02988	—	<i>CBFB</i> :: <i>MYH11</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			06832	—	<i>KMT2A</i> :: <i>MLLT1</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02994	—	<i>NUP98</i> :: <i>HOXA9</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02946	—	<i>TCF3</i> :: <i>PBX1</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02993	—	<i>ETV6</i> :: <i>RUNX1</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			06324	—	Major BCR:: <i>ABL1</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			06325	—	minor BCR:: <i>ABL1</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			06016	—	<i>RUNX1</i> :: <i>MECOM</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			06010	—	<i>RUNX1</i> :: <i>RUNX1T1</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			06039	—	<i>DEK</i> :: <i>NUP214</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			06321	—	<i>PML</i> :: <i>RARA</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			02734	—	<i>CBFB</i> :: <i>MYH11</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			02293	—	<i>KMT2A</i> :: <i>AFF1</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			02294	—	<i>KMT2A</i> :: <i>MLLT3</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			02295	—	<i>KMT2A</i> :: <i>MLLT1</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			02498	—	<i>TCF3</i> :: <i>PBX1</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			02307	—	<i>ETV6</i> :: <i>RUNX1</i> mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			02994	—	<i>KMT2A</i> :: <i>AFF1</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			06835	—	<i>KMT2A</i> :: <i>AFDN</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			02945	—	<i>KMT2A</i> :: <i>MLLT3</i> mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			06830	—	STIL::TAL1 mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0963	名称変更	2026/9/25	—
			0M498	—	KMT2A::AFDN mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			0M497	—	KMT2A::ELL mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			00B92	—	micro BCR::ABL1 mRNA定性	血液	その他	RT-PCR（Nested-PCR）	CLTES-0960	名称変更	2026/9/25	—
			06507	—	Major BCR::ABL1 対mRNA定量（IS::NCN）	血液	—	ipsogen BCR-ABL1 Mbc IS-MMR DX Kit	CLTES-0961	名称変更	2026/9/25	—
			06517	—	Major BCR::ABL1 mRNA（IS）	血液	—	Major BCR-ABL mRNA 測定キット「オーツカ」	CLTES-0962	名称変更	2026/9/25	—
			00G47	—	minor BCR::ABL1 mRNA（%）	血液	その他	minor BCR-ABL mRNA 測定キット「オーツカ」	CLTES-1326	名称変更	2026/9/25	—
			00N08	—	Major BCR::ABL1 mRNA（%）	血液	骨髓液	Major BCR-ABL mRNA 測定キット「オーツカ」	CLTES-1360	名称変更	2026/9/25	—
			0M017	—	WT1 mRNA定量	血液	その他	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0975	名称変更	2026/9/25	—
			00M70	—	大腸癌メチル化解析	組織	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1460	—	—	—
			00Y14	—	POLE遺伝子解析	組織	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1464	未保険のため削除	2026/9/25	—
			00X96	—	FGFR遺伝子解析	組織	—	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1469	—	—	—
a-2 体細胞遺伝子検査（固形腫瘍などの病理検体）（NGS以外）												
			06350	—	EGFR変異解析 v2.0（血漿）	血漿	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0990	—	—	—
			00447	—	RAS遺伝子変異解析（BEAMing）	血液	—	BEAMing法	CLTES-1049	—	—	—
			06399	—	c-kit遺伝子変異解析（GIST）	組織	その他	ダイレクトシーケンス法	CLTES-0992	—	—	—
			06582	—	EGFR変異解析 v 2.0	組織	その他	リアルタイムPCR	CLTES-0991	—	—	—
			06520	—	BRAF V600変異解析（PCR）	組織	その他	リアルタイムPCR	CLTES-1026	—	—	—
			05755	—	RAS・BRAF遺伝子変異解析	その他	—	PCR-rSSO法	CLTES-1029	—	—	—
			03890	—	チロシニド不安定性（MSI）検査（FFPE）	その他	—	チチア レウスPCR-フグメント解析	CLTES-0988	—	—	—
			03893	—	チロシニド不安定性（MSI）検査（FF）	組織	その他	チチア レウスPCR-フグメント解析	CLTES-0988	—	—	—
			03894	—	チロシニド不安定性（MSI）検査（リン症候群）	組織	その他	チチア レウスPCR-フグメント解析	CLTES-1028	—	—	—
			00G04	—	KRAS G12C変異解析	組織	その他	リアルタイムPCR	CLTES-1348	—	—	—
			06455	—	EGFR遺伝子 変異解析（Scorpion-ARMS法）	未染標本スライド	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1027	受託中止	—	2024年7月4日（木）ご依頼分まで
			00G04	—	KRAS G12C変異解析	未染標本スライド	その他	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1348	—	—	—
			00D03	—	EZH2遺伝子変異解析	未染標本スライド	—	リアルタイムPCR	CLTES-1355	受託中止	—	2026年4月27日（月）ご依頼分まで
			05755	—	RAS・BRAF遺伝子変異解析	未染標本スライド	—	PCR-rSSO法	CLTES-1029	—	—	—
			00F59	—	AmoyDX肺癌マルチパネル IVD（FF）	組織	—	PCR（リアルタイムPCR） RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1319	—	—	—
			00P87	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 IVD（3ヵ月以下）	未染標本スライド（FFPE）	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00Q02	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 IVD（3～12ヵ月）	未染標本スライド（FFPE）	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00Q17	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 IVD（12～24ヵ月）	未染標本スライド（FFPE）	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00P03	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 研究用（3ヵ月以下）	未染標本スライド（FFPE）	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00P24	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 研究用（3～12ヵ月）	未染標本スライド（FFPE）	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00P45	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 研究用（12～24ヵ月）	未染標本スライド（FFPE）	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00Q32	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 IVD（FF）	組織	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00P66	—	AmoyDx肺癌マルチパネル7遺伝子 研究用（FF）	組織	—	リアルタイムPCR RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1396	—	—	—
			00U59	—	BRAF V600E遺伝子解析（rSSO）	未染標本スライド	—	PCR-rSSO法	CLTES-1516	—	—	—
b 病原体核酸同定（D023 微生物核酸同定・定量検査）（NGS以外）												
			0Y910	—	結核菌群核酸同定（TRC）	喀痰	その他	TRC法	CLTES-0840	—	—	—
			0Y911	—	MAC核酸同定（TRC）	喀痰	その他	TRC法	CLTES-0841	—	—	—
			02582	—	クラミジアトラコマチスDNA	分泌物	分泌液	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0788	—	—	—
			02655	—	淋菌DNA	分泌物	分泌液	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0790	—	—	—
			06556	—	HBV DNA定量（IU）	血清	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0743	—	—	—
			06454	—	淋菌およびクラミジアトラコマチスDNA同時同定	分泌物	尿	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0792	—	—	—
			00M44	—	脛トリコモナスおよびマイコプラズマジェニタリウム同時核酸検出	分泌物	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1356	—	—	—
			06217	—	HCV RNA定量	血清	—	RT-PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-0778	—	—	—
			08458	—	サイトメガロウイルス核酸定量	血漿	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1273	—	—	—
			06441	—	マイコプラズマニューモニアDNA	咽頭ぬぐい液	その他	LAMP法	CLTES-0753	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			0R952	—	レジオネラDNA 定性	喀痰	—	LAMP	CLTES-0808	—	—	—
			08475	—	EBウイルスDNA 定量	血液	血漿	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-1341	—	—	—
			06579	—	百日咳菌DNA	後鼻腔ぬぐい液	喀痰	LAMP法	CLTES-0754	—	—	—
			02754	—	水痘・帯状疱疹ウイルスDNA定量	血液	—	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-0766	—	—	—
			02780	—	単純ヘルペスウイルス DNA定量	血液	—	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-0764	—	—	—
			06178	—	HTLV-1核酸検出 定性	血液	—	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-0755	—	—	—
			00Y71	—	HIV-1RNA 定量	血漿	—	RT-PCR (リアルタイムPCR)	CLTES-1478	—	—	—
			02871	—	サイトメガロウイルス核酸検出（新生児尿）	部分尿	—	等温核酸増幅法	CLTES-0738	—	—	—
			06487	—	ヒトパピローマウイルス(HPV)ジェノタイプ判定	子宮頸部	—	PCR-rSSO法	CLTES-1258	—	—	—
			06471	—	ヒトパピローマウイルスDNA（16型、18型、その他ハイリスクグループ）	子宮頸部	—	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-0760	—	—	—
			00U08	—	ヒトパピローマウイルス核酸およびマクロファイト耐性変異同時検出	分泌物	—	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-1450	—	—	—
c 染色体検査（NGS以外）												
			06412	—	del(19)長腕欠失	組織	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06807	—	MYCN 2p24増幅	組織	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06806	—	del(20)長腕欠失	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06440	—	18染色体	血液	その他	FISH	CLTES-0946	—	—	—
			02931	—	ALK 2p23転座	リンパ節	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02778	—	X染色体	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02763	—	12染色体	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02758	—	8染色体	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06476	—	ATM del(11)長腕欠失	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06809	—	D13S319 del(13)長腕欠失	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06411	—	del(1)短腕欠失	組織	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06811	—	TP53 del(17)短腕欠失	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02837	—	IGH::CCND1 t(11;14)転座	リンパ節	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02838	—	IGH::BCL2 t(14;18)転座	リンパ節	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06814	—	D7S486 del(7)長腕欠失/7染色体（7モノソミー）	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06559	—	CKS1B 1q21増幅	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02949	—	NUP98 11p15転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02878	—	IGH::MYC t(8;14)転座	リンパ節	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06475	—	FGFR1 8p11.2転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06208	—	BIRC3::MALT1 t(11;18)転座	リンパ節	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06474	—	PDGFRB 5q32転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06332	—	FIP1L1::PDGFRA del(4)長腕欠失(4q12欠失)	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06813	—	ETV6::RUNX1 t(12;21)転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06169	—	IGH::FGFR3 t(4;14)転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06512	—	MYC 8q24転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06181	—	IGH::MAF t(14;16)転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02225	—	CSF1R del(5)長腕欠失	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02505	—	PML::RARA t(15;17)転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06141	—	MALT1 18q21転座	リンパ節	—	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06114	—	KMT2A 11q23.3転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06145	—	RUNX1::RUNX1T1 t(8;21)転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02130	—	BCR::ABL1 t(9;22)転座	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			02936	—	末梢血好中球BCR::ABL1 t(9;22)転座	血液	その他	FISH	CLTES-0945	—	—	—
			06020	—	染色体SKY(血液疾患)	骨髄液	その他	FISH	CLTES-0941	—	—	—
			00895	—	G-Banding MPN(骨髄増殖性腫瘍)	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00931	—	G-Banding ALL(急性リンパ性白血病)	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			00958	—	G-Banding その他	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			00951	—	G-Banding MM/PL(多発性骨髄腫/形質細胞性白血病)	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			00949	—	G-Banding ML(悪性リンパ腫)	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			0Y768	—	G-Banding BMT（骨髄移植）ドナー女性	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			00920	—	G-Banding その他	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			00886	—	G-Banding MDS(骨髄異形成症候群)	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			00933	—	G-Banding CLL(慢性リンパ性白血病)	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			00896	—	G-Banding AML(急性骨髄性白血病)	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			0Y767	—	G-Banding BMT（骨髄移植）ドナー男性	骨髄液	その他	G-band	CLTES-0940	—	—	—
			06445	—	X染色体	血液	その他	FISH	CLTES-0946	—	—	—
			06446	—	Y染色体	血液	その他	FISH	CLTES-0946	—	—	—
			06019	—	染色体SKY(先天異常)	血液	—	FISH	CLTES-0935	—	—	—
			02552	—	22染色体(22q11.2欠失症候群)(FISH)	血液	その他	FISH	CLTES-0946	名称変更	2026/9/25	—
			02171	—	15染色体（アンジェルマン症候群）	血液	—	FISH	CLTES-0946	—	—	—
			02170	—	15染色体（フラダーウィル症候群）	血液	その他	FISH	CLTES-0946	—	—	—
			02606	—	7染色体（ウィリアムス症候群）	血液	その他	FISH	CLTES-0946	—	—	—
			00372	—	染色体 G-Banding	血液	—	G-band	CLTES-0934	—	—	—
			00636	—	染色体 C-Banding	血液	—	C-band	CLTES-0937	—	—	—
			00374	—	脆弱X染色体（脆弱X症候群）	血液	—	G-bandによる脆弱X染色体の検出	CLTES-0944	—	—	—
			00637	—	染色体 Q-Banding	血液	—	Q-band	CLTES-0938	—	—	—
			00E37	—	マイクロアレイ染色体検査（染色体構造変異解析）	血液	—	アレイCGH法	CLTES-1340	—	—	—
d 生殖細胞系列遺伝子検査（NGS以外）												
			00N96	—	TACSTD2遺伝子解析（角膜ジストロフィー）	血液	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1382	—	—	—
			00E36	—	TTR遺伝子解析(家族性アミロイドーシス)	血液	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1309	—	—	—
			06236	—	ジストロフィンDNA	血液	—	MLPA	CLTES-1003	—	—	—
			06416	—	アンドロゲンレセプター遺伝子CAG反復配列解析	血液	—	PCR-キャピラリー電気泳動法	CLTES-1025	—	—	—
			0X799	—	MEFV遺伝子解析(家族性地中海熱)	血液	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1310	—	—	—
			05999	—	RET遺伝子変異解析(甲状腺髄様癌)	血液	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1043	—	—	—
			06415	—	HTT遺伝子CAG反復配列解析	血液	—	PCR-キャピラリー電気泳動法	CLTES-1005	受託中止	—	2026年3月31日（火）ご依頼分まで
			00H34	—	HTT遺伝子CAGリピート解析(ハンチントン病)	血液	—	PCR	CLTES-1487	試薬変更	2025/12/15	試薬変更に伴う項目コード変更
			06952	—	SNRPN遺伝子解析[メレーションPCR] アラグー・ウィル症候群 アラグー・ウィル症候群	血液	—	メチレーションPCR	CLTES-1017	—	—	—
			06264	—	UGT1A1遺伝子多型解析	血液	—	PCR	CLTES-1008	受託中止	—	2026年4月30日（木）ご依頼分まで
			00Y96	—	UGT1A1遺伝子多型	血液	—	PCR(リアルタイムPCR)	CLTES-1492	試薬変更	2026/5/1	試薬変更に伴う項目コード変更
			00G94	—	脊髄小脳変性症 遺伝子解析	血液	DNA	ミタゲ・レックスPCR-フラグメント解析	CLTES-1393	—	—	—
			00N99	—	SOD1遺伝子解析（筋萎縮性側索硬化症）	血液	—	ダイレクトシーケンス法	CLTES-1398	—	—	—
			00T97	—	APOE遺伝型	血液	—	PCR（リアルタイムPCR）	CLTES-1505	新規導入	—	2026年7月1日（水）ご依頼分から
e NGS（保険収載項目のみ、病原体核酸同定、体細胞遺伝子検査、染色体検査、生殖細胞系列遺伝子検査）												
			00W79	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 7遺伝子CDx FFPE	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1421	受託中止	—	2026年1月16日（金）ご依頼分まで
			01A00	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 8遺伝子CDx FFPE	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1488	項目コード変更	2026/1/19	薬剤追加に伴う項目コード変更
			00W82	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 7遺伝子CDx（46）FFPE	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1421	受託中止	—	2026年1月16日（金）ご依頼分まで
			01A01	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 8遺伝子CDx（46）FFPE	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1488	項目コード変更	2026/1/19	薬剤追加に伴う項目コード変更
			00W85	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 7遺伝子CDx FF	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1421	受託中止	—	2026年1月16日（金）ご依頼分まで
			01A02	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 8遺伝子CDx FF	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1488	項目コード変更	2026/1/19	薬剤追加に伴う項目コード変更
			00W88	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 7遺伝子CDx（46）FF	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1421	受託中止	—	2026年1月16日（金）ご依頼分まで
			01A03	—	肺癌オンコマインDxTTマルチ 8遺伝子CDx（46）FF	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1488	項目コード変更	2026/1/19	薬剤追加に伴う項目コード変更
			00W53	—	甲状腺癌オンコマインDx T Tマルチ2遺伝子CDx FFPE	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1418	—	—	—
			00W54	—	甲状腺癌オンコマインDx T Tマルチ2遺伝子CDx(46)FFPE	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1418	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00W55	—	甲状腺癌オンコマインDx T T マルチ2遺伝子CDx FF	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1418	—	—	—
			00W56	—	甲状腺癌オンコマインDx T T マルチ2遺伝子CDx(46)FF	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1418	—	—	—
			00L94	—	ヘムサイト（造血器腫瘍遺伝子パネル）	口腔粘膜	血液	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1447	—	—	—
			—	—	遺伝学的検査(指定難病に係わる遺伝学的検査)(NGS)	血液	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1409 CLTES-1442	名称変更	2026/9/25	—
			01A69	—	胆道癌オンコマインDxTT(IDH1) CDx FFPE	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1501	新規導入	—	2026年6月1日（月）ご依頼分から
			01A71	—	胆道癌オンコマインDxTT(IDH1) CDx FFPE参考情報有	未染標本スライド	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1501	新規導入	—	2026年6月1日（月）ご依頼分から
			01A73	—	胆道癌オンコマインDxTT(IDH1) CDx FF	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1501	新規導入	—	2026年6月1日（月）ご依頼分から
			01A75	—	胆道癌オンコマインDxTT(IDH1) CDx FF参考情報有	組織	—	次世代シーケンス(NGS)法	CLTES-1501	新規導入	—	2026年6月1日（月）ご依頼分から
18 その他検査												
B001-2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）												
			00M14	—	タクロリムス	血液	—	CLEIA	CLTES-1452	—	—	—
			00H07	—	シクロスポリン	血液	—	CLEIA	CLTES-1451	—	—	—
			02727	—	ビルメノール	血漿	—	HPLC	CLTES-0917	—	—	—
			00965	—	ジアゼパム	血清	—	HPLC	CLTES-0902	—	—	—
			05102	—	アセタゾラミド	血清	—	HPLC	CLTES-0919	—	—	—
			06460	—	イマチニブ	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0870	—	—	—
			02738	—	アミオダロン	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0909	—	—	—
			05628	—	アブリンジン	血清	血漿	LC/MS/MS	CLTES-0911	—	—	—
			02132	—	フレカイニド	血清	血漿	LC/MS/MS	CLTES-0918	—	—	—
			02126	—	シベンゾリン	血清	血漿	LC/MS/MS	CLTES-0916	—	—	—
			02515	—	ビルシカイニド	血清	血漿	LC/MS/MS	CLTES-0914	—	—	—
			08722	—	メキシレチン	血清	—	LC/MS/MS	CLTES-0912	—	—	—
			02426	—	プロパフェノン	血清	—	LC/MS/MS	CLTES-0915	—	—	—
			06452	—	ベプリジル	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0910	—	—	—
			06840	—	ラコサミド	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0875	—	—	—
			00966	—	クロナゼパム	血清	—	LC/MS/MS	CLTES-0901	—	—	—
			00841	—	ニトラゼパム	血清	—	LC/MS/MS	CLTES-0904	—	—	—
			06461	—	レベチラセタム	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0869	—	—	—
			0R951	—	ルフィナミド	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0930	—	—	—
			0R950	—	スチレパントール	ヘパリン血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0929	—	—	—
			06462	—	トピラマート	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0868	—	—	—
			0Y286	—	ラモトリギン	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0907	—	—	—
			06201	—	ガバベンチン	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0906	—	—	—
			0C856	—	クロバザム	血清	—	LC/MS/MS	CLTES-0903	—	—	—
			06896	—	ベランパネル	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0876	—	—	—
			06180	—	ポリコナゾール	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-0920	—	—	—
			06583	—	エベロリムス	血液	—	ECLIA	CLTES-0179	—	—	—
			00784	—	アミカシン	血清	—	KIMS	CLTES-0173	—	—	—
			00783	—	トブラマイシン	血清	—	EIA	CLTES-0174	—	—	—
			00787	—	プロカインアミド	血清	血漿	EIA	CLTES-0168	—	—	—
			00302	—	キニジン	血清	血漿	EIA	CLTES-0169	—	—	—
			00842	—	ザリチル酸	血清	—	酵素法	CLTES-0171	—	—	—
			00034	—	ジゴキシン	血清	—	EIA	CLTES-0164	—	—	—
			02481	—	テイコブラニン	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0013	—	—	—
			00764	—	アルベカシン	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0014	—	—	—
			00968	—	ゲンタマイシン	血清	—	EIA	CLTES-0175	—	—	—
			00844	—	リチウム	血清	—	比色法	CLTES-0163	—	—	—
			00456	—	テオフィリン	血清	血漿	EIA	CLTES-0582	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			06501	—	ミコフェノール酸	血漿	—	EIA	CLTES-0016	—	—	—
			05354	—	ハロペリドール	血清	—	金コロイド凝集法	CLTES-0161	—	—	—
			02682	—	プロムベリドール	血清	—	金コロイド凝集法	CLTES-0162	—	—	—
			00304	—	ジソピラミド	血清	血漿	EIA	CLTES-0165	—	—	—
			00457	—	リドカイン	血清	—	EIA	CLTES-0166	—	—	—
			00488	—	バンコマイシン	血清	—	ラテックス凝集比濁法	CLTES-0172	—	—	—
			00838	—	プリミドン	血清	血漿	EIA	CLTES-0157	—	—	—
			00836	—	フェニトイン	血清	血漿	EIA	CLTES-0155	—	—	—
			00837	—	カルバマゼピン	血清	血漿	EIA	CLTES-0152	—	—	—
			00840	—	エトスクシミド	血清	血漿	EIA	CLTES-0153	—	—	—
			00464	—	バルプロ酸	血清	血漿	EIA	CLTES-0302	—	—	—
			02330	—	ソニサミド	血清	血漿	ラテックス凝集法	CLTES-0160	—	—	—
			00835	—	フェノバルビタール	血清	血漿	EIA	CLTES-0154	—	—	—
			00Y65	B214 B215	メトトレキサート	血清	血漿	CLEIA	CLTES-1482	—	—	—
			00W51	—	ブリーパラセタム	血漿	—	LC/MS/MS	CLTES-1431	—	—	—
31 病理組織標本作製												
N000 病理組織標本作製												
			02011	—	病理標本作製（一般材料）	ホルマリン固定組織	—	ヘマトキシリン・エオジン染色	CLTES-1301	—	—	—
			02012	—	病理標本作製（手術材料）	ホルマリン固定組織	—	ヘマトキシリン・エオジン染色	CLTES-1301	—	—	—
			05900	—	病理組織検査（一般病理）	ホルマリン固定組織	—	ヘマトキシリン・エオジン染色	CLTES-1301	—	—	—
			02709	—	病理組織検査（肝生検）	ホルマリン固定組織（肝生検）	—	ヘマトキシリン・エオジン染色	CLTES-1301	—	—	—
			02711	—	病理組織検査（腎生検）	ホルマリン固定組織（腎生検）	—	ヘマトキシリン・エオジン染色	CLTES-1301	—	—	—
			02712	—	病理組織検査（骨髄生検）	ホルマリン固定組織（骨髄生検）	—	ヘマトキシリン・エオジン染色	CLTES-1301	—	—	—
N001 電子顕微鏡病理組織標本作製（1顕微鏡につき）												
			08439	—	病理学的電子顕微鏡検査	人体組織	—	超薄切片法	CLTES-1121	—	—	—
N002 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製												
			00A08	—	エストロゲンレセプター（IHC）	パラフィンブロック	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1234	—	—	—
			00A16	—	エストロゲンレセプター/プロゲステロンレセプター（IHC）	パラフィンブロック	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1234	—	—	—
			00A12	—	プロゲステロンレセプター（IHC）	パラフィンブロック	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1234	—	—	—
			00H24	—	大腸癌HER2タンパク（IHC）	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1322	—	—	—
			06177	—	胃癌HER2タンパク（IHC）	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1137	—	—	—
			06438	—	CCR4タンパク（IHC）	未染標本スライド	—	酵素抗体法（ポリマー法）	CLTES-1148	—	—	—
			06839	—	肺癌ALKタンパク（IHC） D5F3	組織・未染色標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1140	—	—	—
			02013	—	悪性リンパ腫ALKタンパク（IHC）	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1253	—	—	—
			06515	—	CD30（IHC）	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1145	—	—	—
			05923	—	上皮細胞膜抗原（EMA）	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05925	—	セラチン（広範囲）	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05926	—	セラチン（扁平上皮細胞）	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05928	—	ビメンチン	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05929	—	ミオグロビン	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05931	—	S100蛋白	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05934	—	第Ⅷ因子関連抗原	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05935	—	前立腺特異抗原（PA）	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05916	—	フィブリノーゲン	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05933	—	神経細胞線維（NF）	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05914	—	C3	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05913	—	C1q	ホルマリン固定組織（H ⁺ ラフィン ⁺ 099 ⁺ ・未染標本スライド ⁺ でも可）	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			05912	—	λ鎖	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05911	—	κ鎖	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05910	—	IgM	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05909	—	IgA	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05908	—	IgG	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05936	—	前立腺性酸性フォスファターゼ(PAcP)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05906	—	NSE	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05932	—	グリア線維性酸性蛋白(GFAP)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05902	—	AFP(α-フェトプロテイン)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05901	—	CEA	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05907	—	HCG	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05887	—	パラサイトイドホルモン(PTH)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05930	—	デスミン	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05937	—	リゾチーム	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05920	—	Bリン/β球 L-26	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05918	—	Tリン/β球 UCHL-1	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05917	—	白血球共通抗原(LCA)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05896	—	抗利尿ホルモン(ADH)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05895	—	プロラクチン(PRL)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05892	—	黄体形成ホルモン(LH)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05890	—	甲状腺刺激ホルモン(TSH)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05899	—	Leu M1	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05944	—	ソマトスタチン	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05942	—	グルカゴン	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05891	—	成長ホルモン(GH)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05943	—	ガストリン	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05886	—	カルシトニン	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05947	—	セロトニン	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			05950	—	胎盤性アルカリフォスファターゼ(PALP)	ホルマリン固定組織 (H ⁺ /ラィン ⁺ 09 ⁺ 未染標本スライド ⁺ でも可)	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1147	—	—	—
			02487	—	抗表皮成分自己抗体（直接法）	皮膚組織	—	蛍光抗体染色法	CLTES-1117	—	—	—
			0Q91	—	乳癌HER2カルバ ⁺ ク(IHC)4B5	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1392	—	—	—
N004 細胞診（1部位につき）												
			06242	—	細胞診(婦人科 ベセスダシステム)	子宮頸部	—	パバニコロウ染色	CLTES-1237	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00695	—	細胞診(婦人科)	子宮頸管	—	パバニコロウ染色	CLTES-1238	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			06241	—	細胞診(婦人科LBC ベセスダシステム)	子宮頸部	—	TP染色	CLTES-1236	—	—	—
			02326	—	細胞診（婦人科LBC）	子宮頸部	—	TP染色	CLTES-1239	—	—	—
			05038	—	細胞診〔喀痰集細胞法〕(ABC判定)	喀痰(3～5日番痰)	—	パバニコロウ染色	CLTES-1241	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00541	—	一般細胞診	喀痰	—	(喀痰)/パバニコロウ染色(その他)/パバニコロウ染色とPAS染色またはギムザ染色	CLTES-1235	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			00542	—	細胞診〔喀痰集細胞法〕(Class判定)	喀痰(3～5日番痰)	—	パバニコロウ染色	CLTES-1240	受託中止	—	2026年7月2日（木）ご依頼分まで
			02329	—	細胞診（尿LBC）	部分尿	—	パバニコロウ染色	CLTES-1242	—	—	—
N005 HER2 遺伝子標本作製												
			00A28	—	乳癌HER2遺伝子(FISH)	パラフィンブロック	—	FISH	CLTES-1130	—	—	—
			00Y66	—	胃癌HER2遺伝子(FISH)	未染標本スライド	—	FISH	CLTES-1133	—	—	—
			00H28	—	大腸癌HER2遺伝子（FISH）	未染標本スライド	—	FISH	CLTES-1321	—	—	—
N005-3 PD-L1 カル ⁺ ク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製												
			00U35	—	胃癌PD-L1タンパク(IHC)22C3	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1413	—	—	—
			02918	—	肺癌 PD-L1タンパク(IHC)SP142	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1141	—	—	—
			00N12	—	子宮頸癌 PD-L1タンパク（IHC）22C3	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1373	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			00G00	—	胃癌PD-L1タバ®グ(IHC)28-8	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1318	—	—	—
			08339	—	食道癌PD-L1タバ®グ(IHC)22C3	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1230	—	—	—
			00M92	—	食道癌PD-L1タンバク（IHC）28-8	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1361	—	—	—
			00E02	—	乳癌PD-L1タバ®グ(IHC)22C3	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1290	—	—	—
			06269	—	肺癌 PD-L1タンバク(IHC)22C3	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1138	—	—	—
			0R632	—	頭頸部癌 PD-L1タンバク(IHC)22C3	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1231	—	—	—
			05751	—	頭頸部癌PD-L1タンバク(IHC)28-8	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1139	—	—	—
			0R620	—	乳癌 PD-L1タンバク(IHC)SP142	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1233	—	—	—
			03981	—	肺癌 PD-L1タバ®グ(IHC)SP263	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1143	—	—	—
			06573	—	メラノーマ PD-L1タンバク(IHC)28-8	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1232	—	—	—
			06198	—	肺癌 PD-L1タンバク(IHC)28-8	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1132	—	—	—
N005-4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製												
		00M84	—	MMRタンバク(IHC)	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1374	—	—	—	
		00M57	—	MMRタンバク（IHC）（リンチ症候群）	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1388	—	—	—	
N005-5 BRAF V600E変異タバ®グ免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製												
		00M58	—	BRAF V600Eタンバク（IHC）	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1387	—	—	—	
N005-6 CLDN18タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製												
		00W27	—	CLDN18タンバク(IHC)	未染標本スライド	—	免疫組織化学染色法	CLTES-1423	中分類の変更	—	—	
N005-7 FGFR2融合遺伝子標本作製												
		00X54		FGFR2融合遺伝子（FISH）	未染標本スライド	—	FISH	CLTES-1440	中分類の変更	—	—	