

# 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

## 記

- 変更日 2023年6月12日(月) ご依頼分より  
\*委託先報告書変更については、6月12日(月) ご報告分より変更させていただきます。

## ■ 対象項目

項目コード	検査項目
OG182	My Nightingale (マイ ナイチンゲール)

## ■ 変更内容

変更内容	新	現
所要日数(日)	12~18	14~28
総合検査案内 欄外記載事項	~略~ 検体の取り扱いについて 1. 指定の採血容器に5mL程度を採血し、4~5回転倒混和してください。 2. 採血後、 <u>室温条件下では2時間以内、冷蔵条件下では3時間以内に遠心分離(15~20℃で1500G、10分以上)し、血清1.0mLを分注してください。</u> ※分離剤入り採血管で遠心分離した際は、室温保管(9~25℃)の場合8時間以内、 <u>冷所保管(0~15℃)の場合48時間以内</u> に分注してください。 3. 分注後、直ちに凍結してご提出ください。	~略~ 検体の取り扱いについて 1. 指定の採血容器に5mL程度を採血し、4~5回転倒混和してください。 2. 採血後、 <u>1時間以内に遠心分離(15~20℃で1500G、10分以上)し、血清1.0mLを分注してください。</u> ※分離剤入り採血管で遠心分離した際は、室温保管(9~25℃)の場合8時間以内、 <u>冷蔵保管(0~8℃)の場合24時間以内</u> に分注してください 3. 分注後、直ちに凍結してご提出ください。

※委託先報告書の変更内容については裏面をご確認ください。



## ▼委託先報告書の主な変更点

- ① 全ページフッター表記内容の変更  
 <委託先報告書イメージ> 変更点赤枠



新：My Nightingale™ (マイ ナイチンゲール) についてさらに詳しい内容はこちらから  
<https://mynightingale.welltus.jp>

現：My Nightingale™ (マイ ナイチンゲール) についてさらに詳しい内容はこちらから  
<https://mynightingale.welltus.jp>  
本検査に関するご質問やご相談については、直接受診された医療機関にお問い合わせください。

- ② P10「関連する血液バイオマーカーの結果一覧」における表記内容の変更および二次元バーコードの削除

	新	現
1	My Nightingale™の検査結果は、以下に示した血液バイオマーカーの測定値に基づいています。 各バイオマーカーの説明や改善する方法については、 <u>スマホアプリ「My Nightingale」でご確認いただけます。</u>	My Nightingale™の検査結果は、以下に示した血液バイオマーカーの測定値に基づいています。 医師に結果を確認したい場合は、このシートを持参してください。 各バイオマーカーの一般的な情報は本ページ下部のウェブサイトでご確認いただけます。
2	二次元バーコード削除	二次元バーコードあり
3	・本検査のバイオマーカー測定結果は、分析方法の違いにより、一般的な血液検査の結果と同じ値にならない可能性があります。	記載なし

<委託先報告書イメージ> 変更点赤枠



- ③ 背表紙の会社情報、株式会社ウェルタスを「検査受託」から「販売元」へ表記変更