

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。  
急な変更となりご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。  
謹白

### 記

■ 変更日 2023年7月14日（金）ご依頼分より

■ 変更項目

項目コード	検査項目
2987 1	オートタキシン
6245 7	TARC (Th2ケモカイン)



## ● オートタキシン


セントラルラボラトリーの稼働に伴い、測定機器と測定試薬を変更いたします。そのため、検査方法が変更となります。

### ▼現法と新法の比較

変更内容	新	現
項目コード	変更はありません	2987 1
検査項目名称	変更はありません	オートタキシン
測定実施場所 (測定場所記号)	エスアールエルセントラルラボラトリー (&1)	エスアールエルMUQS ラボラトリー (&3)
検査方法	CLEIA	FEIA
基準値	変更はありません	血清 男性：肝線維化 0.910, 肝硬変 1.69 女性：肝線維化 1.27, 肝硬変 2.12 (カットオフ値)
単位	変更はありません	mg/L
報告範囲	変更はありません	0.100 未満、0.100~99900000
報告桁数	変更はありません	有効3桁、整数8桁、小数3桁
参考文献	測定法：宇佐美 陽子,他：医学検査 68 (1)：99~104, 2019. 臨床意義：変更はありません	測定法：島本 怜史,他：東ソー研究・技 術報告 61：99~103, 2017. 臨床意義：池田 均,他：SRL 宝函 39 (1)：4~11, 2018.
JLAC10 コード	5C240 0000 023 052	5C240 0000 023 023

## ● 相関図

### オートタキシン



● TARC (Th2ケモカイン)

セントラルラボラトリーの稼働に伴い、測定機器、測定試薬を変更いたします。

▼現法と新法の比較

変更内容	新	現
項目コード	変更はありません	6245 7
検査項目名称	変更はありません	TARC (Th2 ケモカイン)
測定実施場所 (測定場所記号)	エスアールエルセントラルラボラトリー (&1)	エスアールエル八王子ラボラトリー
検査方法	変更はありません	CLEIA 法
基準値	変更はありません	血清 小児 (6~12 ヶ月) : 1367 未満 小児 (1~2 歳) : 998 未満 小児 (2 歳以上) : 743 未満 成人 : 450 未満
単位	変更はありません	pg/mL
報告範囲	変更はありません	100 未満、100~99990000
報告桁数	変更はありません	有効 4 桁、整数 8 桁、小数 0 桁
参考文献	測定法 : 山脇 一恋,他 : 医療と検査機 器・試薬 44 (5) : 428~433, 2021. 臨床意義 : 変更はありません	測定法 : 安江 智美,他 : アレルギーの 臨床 34 (10) : 60~65, 2014. 臨床意義 : 藤澤 隆夫,他 : 日本小児ア レルギー学会誌 19(5) : 744~757, 2005.
備考	トロンビン入り採血管は測定値に影響 を与える恐れがあるため使用を避けて ください。	血漿はデータ低下が見られますので避 けてください。 トロンビン入り採血 管は測定値に影響を与える恐れがある ため使用を避けてください。
JLAC10 コード	変更はありません	5J228 0000 023 052

● 相関図

TARC(Th2ケモカイン)

