

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル1	サンプル2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル1	サンプル2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
基幹項目												
1 尿・糞便等検査												
D000 尿中一般物質定性半定量検査												
	—		5510		尿一般検査	部分尿	—	—	—	—	—	—
	—		1003		蛋白定性	部分尿	—	試験紙法	SPTES-1042	—	—	—
	—		1004		糖定性	部分尿	—	試験紙法	SPTES-1214	—	—	—
	—		1002		比重	部分尿	—	屈折法	SPTES-1204	—	—	—
	—		1001		pH	部分尿	—	試験紙法	SPTES-1205	—	—	—
	—		1005		ウロビリノーゲン	部分尿	—	試験紙法	SPTES-1208	—	—	—
	—		1007		ビリルビン	部分尿	—	試験紙法	SPTES-1210	—	—	—
	—		1008		ケトン体	部分尿	—	試験紙法	SPTES-1209	—	—	—
	—		1006		潜血	部分尿	—	試験紙法	SPTES-1211	—	—	—
D001 尿中特殊物質定性定量検査												
	—		1011		尿蛋白定量	部分尿	—	ピロガロールレッド法	SPTES-1116	—	—	—
	—		1012		尿糖定量	部分尿	—	ヘキシキナーゼUV法	SPTES-1117	—	—	—
	—		L139		尿糖定量	蓄尿	部分尿	ヘキシキナーゼUV法	SPTES-1117	—	—	—
D002 尿沈渣（鏡検法）												
	—		1115		尿沈査	部分尿	—	鏡検法	SPTES-1119	—	—	—
2 血液学的検査												
D005 血液形態・機能検査												
	—		0809		網状赤血球数(RET)	血液	—	自動化法	SPTES-1206	—	—	—
	—		L101		末梢血液像（5分画）	血液	—	自動化法	SPTES-1192	—	—	—
	—		0852		好酸球数	血液	—	自動化法	SPTES-1126	—	—	—
	—		5503		血球計算8種	血液	—	自動化法	SPTES-1125	—	—	—
	—		L102		末梢血液像（6分画）	血液	—	鏡検法	SPTES-1129	—	—	—
	—		L103		末梢血液像（6分画スライド）	血液	—	鏡検法	SPTES-1129	—	—	—
	—		0547		ヘモグロビン A1c (HbA1c)（NGSP）	血液	—	酵素法	SPTES-1003	—	—	—
D006 出血・凝固検査												
	—		K801		プロトロンビン時間(PT)	血漿	—	凝固時間測定法	SPTES-1131	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル1	サンプル2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			—	0848	フィブリノゲン(FIB)	血漿	—	凝固時間測定法	SPTES-1133	—	—	—
			—	0842	活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	血漿	—	凝固時間測定法	SPTES-1130	—	—	—
			—	4132	Dダイマー	血漿	—	ラテックス免疫比濁法	SPTES-1156	—	—	—
3 生化学的検査 I												
D007 血液化学検査												
			—	0013	総蛋白(TP)	血清	—	Biuret法	SPTES-0968	—	—	—
			—	1068	総蛋白(TP)	髄液	—	ピロガロールレッド法	SPTES-1176	—	—	—
			—	0014	アルブミン (Alb)	血清	—	BCP改良法	SPTES-0969	—	—	—
			—	0004	尿素窒素(UN)	血清	—	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	SPTES-0998	—	—	—
			—	0104	尿素窒素(UN)	部分尿	—	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	SPTES-1094	—	—	—
			—	L117	尿素窒素(UN)	蓄尿	—	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	SPTES-1094	—	—	—
			—	0024	クレアチニン	血清	—	酵素法	SPTES-0994	—	—	—
			—	0124	クレアチニン	部分尿	—	酵素法	SPTES-1092	—	—	—
			—	L115	クレアチニン	蓄尿	—	酵素法	SPTES-1092	—	—	—
			—	0027	尿酸(UA)	血清	—	酵素法(ウリカーゼPOD法)	SPTES-0996	—	—	—
			—	0127	尿酸(UA)	部分尿	—	酵素法(ウリカーゼPOD法)	SPTES-1093	—	—	—
			—	L116	尿酸(UA)	蓄尿	—	酵素法(ウリカーゼPOD法)	SPTES-1093	—	—	—
			—	0033	Na（ナトリウム）	血清	—	電極法	SPTES-1014	—	—	—
			—	0133	Na（ナトリウム）	部分尿	—	電極法	SPTES-1101	—	—	—
			—	L118	Na（ナトリウム）	蓄尿	—	電極法	SPTES-1101	—	—	—
			—	0035	Cl（クロール）	血清	—	電極法	SPTES-1018	—	—	—
			—	0135	Cl（クロール）	部分尿	—	電極法	SPTES-1103	—	—	—
			—	L120	Cl（クロール）	蓄尿	—	電極法	SPTES-1103	—	—	—
			—	1070	クロール定量	髄液	—	電極法	SPTES-1229	分類の変更	2026/9/25	11-D004→3-D007
			—	0034	K(カリウム)	血清	—	電極法	SPTES-1016	—	—	—
			—	0134	K(カリウム)	部分尿	—	電極法	SPTES-1102	—	—	—
			—	L119	K(カリウム)	蓄尿	—	電極法	SPTES-1102	—	—	—
			—	0008	Ca（カルシウム）	血清	—	アルセナゾⅢ法	SPTES-1022	—	—	—
			—	0108	Ca（カルシウム）	部分尿	—	アルセナゾⅢ法	SPTES-1105	—	—	—
			—	L122	Ca（カルシウム）	蓄尿	—	アルセナゾⅢ法	SPTES-1105	—	—	—
			—	0030	Mg（マグネシウム）	血清	—	キシリジルブルー法	SPTES-1020	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル 1	サンプル 2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考	
			—	0130	Mg（マグネシウム）	部分尿	—	キシリジルブルー法	SPTES-1104	—	—	—	
			—	L121	Mg（マグネシウム）	蓄尿	—	キシリジルブルー法	SPTES-1104	—	—	—	
			—	0300	グルコース	血漿	—	ヘキシキナーゼUV法	SPTES-1096	—	—	—	
			—	1069	糖定量	髄液	—	ヘキシキナーゼUV法	SPTES-1177	分類の変更	2026/9/25	11-D004→3-D007	
			—	0010	アミラーゼ(AMY)	血清	—	JSCC標準化対応法	SPTES-0990	—	—	—	
			—	L135	アミラーゼ(AMY)	蓄尿	—	JSCC標準化対応法	SPTES-1089	—	—	—	
			—	0110	アミラーゼ(AMY)	部分尿	—	JSCC標準化対応法	SPTES-1089	—	—	—	
			—	0005	P(無機リン)	血清	—	モリブデン酸直接法	SPTES-1024	—	—	—	
			—	0105	P(無機リン)	部分尿	—	モリブデン酸直接法	SPTES-1106	—	—	—	
			—	L123	P(無機リン)	蓄尿	—	モリブデン酸直接法	SPTES-1106	—	—	—	
			—	0399	アンモニア	徐蛋白上清	—	藤井・奥田法変法	SPTES-1095	—	—	—	
			—	0011	総ビリルビン(T-Bil)	血清	—	化学酸化法	SPTES-1028	—	—	—	
			—	0012	直接ビリルビン	血清	—	化学酸化法	SPTES-1029	—	—	—	
			—	L773	アルカリフォスファターゼ（ALP）IFCC	血清	—	IFCC標準化対応法	SPTES-1203	—	—	—	
			—	0032	コリンエステラーゼ（ChE）	血清	—	JSCC標準化対応法	SPTES-0987	—	—	—	
			—	0020	γ-GT(γ-GTP)	血清	—	JSCC標準化対応法	SPTES-0982	—	—	—	
			—	0001	中性脂肪(TG)	血清	—	酵素法(GK-GPO・遊離グリセロール消去)	SPTES-1004	—	—	—	
			—	L774	LD(LDH) IFCC	血清	—	IFCC標準化対応法	SPTES-1202	—	—	—	
			—	0019	ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP）	血清	—	酵素法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質)	SPTES-0989	—	—	—	
			—	0018	CK(CPK)	血清	—	JSCC標準化対応法	SPTES-0974	—	—	—	
			—	0028	鉄(Fe)	血清	—	ニトロソ-PSAP法	SPTES-1026	—	—	—	
			—	0031	不飽和鉄結合能（UIBC）	血清	—	ニトロソ-PSAP法	SPTES-1079	—	—	—	
			—	0038	総鉄結合能(TIBC)	血清	—	ニトロソ-PSAP法(計算法)	SPTES-1027	—	—	—	
			—	0401	HDL-コレステロール	血清	—	直接法	SPTES-1010	—	—	—	
			—	0003	総コレステロール(T-Cho)	血清	—	コレステロール酸化酵素(COD-POD)法	SPTES-1007	—	—	—	
			—	0021	AST（GOT）	血清	—	JSCC標準化対応法	SPTES-0977	—	—	—	
			—	0022	ALT(GPT)	血清	—	JSCC標準化対応法	SPTES-0978	—	—	—	
			—	0049	LDL-コレステロール	血清	—	直接法	SPTES-1011	—	—	—	
			—	3342	グリオアルブミン	血清	血漿	酵素法	SPTES-0542	—	—	—	
	5 免疫学的検査												
	D011 免疫血液学的検査												

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル1	サンプル2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			0F98		ABO式血液型	血液	—	マイクロプレート法	SPTES-1451	—	—	—
			—	0515	ABO式血液型	血液	—	マイクロプレート法	SPTES-1147	—	—	—
			0F99		Rh(D因子)式血液型	血液	—	マイクロプレート法	SPTES-1452	—	—	—
			—	0517	Rh(D因子)式血液型	血液	—	マイクロプレート法	SPTES-1148	—	—	—
			0345	—	直接クームス試験	血液	—	カラム凝集法	SPTES-1446	—	—	—
			—	0518	直接クームス試験	血液	—	試験管法	SPTES-1091	—	—	—
			0346	—	間接クームス試験	血液	—	カラム凝集法	SPTES-1447	—	—	—
			—	0519	間接クームス試験	血液	—	カラム凝集法	SPTES-1107	—	—	—
D012 感染症免疫学的検査												
			—	0729	梅毒定性RPR(LA)	血清	—	ラテックス比濁法	SPTES-1142	—	—	—
			—	0730	梅毒定量 RPR (LA)	血清	—	ラテックス比濁法	SPTES-1143	—	—	—
			—	0727	梅毒定性TP抗体(LA)	血清	—	ラテックス比濁法	SPTES-1144	—	—	—
			—	0728	梅毒定量 TP抗体 (LA)	血清	—	ラテックス比濁法	SPTES-1145	—	—	—
			—	L193	HIV抗原・抗体	血清	—	CLEIA	SPTES-1180	—	—	—
D013 肝炎ウイルス関連検査												
			—	A003	HBs抗体〔CLEIA〕	血清	—	CLEIA	SPTES-1139	—	—	—
			—	A021	HBs抗原（HQ）	血清	—	CLEIA	SPTES-1227	—	—	—
			—	0591	HCV抗体(第3世代)	血清	—	CLEIA	SPTES-1140	—	—	—
D014 自己抗体検査												
			—	2599	リウマチ因子(RF)定量	血清	—	ラテックス凝集免疫比濁法	SPTES-1146	—	—	—
D015 血漿蛋白免疫学的検査												
			—	B052	C反応性蛋白（CRP）定量	血清	—	ラテックス凝集比濁法	SPTES-1370	—	—	—
非基幹項目												
11 尿・糞便等検査												
D001 尿中特殊物質定性定量検査												
			—	L114	尿中アルブミン	部分尿	蓄尿	免疫比濁法	SPTES-1173	分類の変更	2026/9/24	1-D001→11-D001
D003 糞便検査												
			—	1042	虫卵〔集卵〕	糞便	—	集卵法(浮遊法)	SPTES-1085	—	—	—
			—	1041	虫卵〔塗抹〕	糞便	—	直接塗抹法	SPTES-1084	—	—	—
			—	0670	便中ヘモグロビン定性（金コロイド）	糞便	—	金コロイド比色法(定性)	SPTES-1048	—	—	—
			—	0667	便中ヘモグロビン定量（金コロイド）	糞便	—	金コロイド比色法(定量)	SPTES-1049	—	—	—

基幹/非基幹	大分類	中分類	基幹項目コード	ASコード	小分類（測定項目）	サンプル1	サンプル2	測定方法	SOP番号	変更点	変更日	備考
			—	E776	便中ヘモグロビン及びトランスフェリン	糞便	—	金コロイド法	SPTES-1050	—	—	—
D004 穿刺液・採取液検査												
			—	5906	髄液一般検査	髄液	—	—	SPTES-1400	—	—	—
			—	1068	蛋白定量	髄液	—	ピロガロールレッド法	SPTES-1176	重複のため削除	2026/9/25	3-D007と重複
			—	A223	細胞数	髄液	—	視算法	SPTES-1398	—	—	—
			—	1065	細胞種類	髄液	—	視算法	SPTES-1399	—	—	—
			—	L152	比重	髄液	—	屈折計法	SPTES-1051	—	—	—
			—	L151	外見	髄液	—	目視法	SPTES-1086	—	—	—
			—	L153	pH	髄液	—	試験紙法	SPTES-1053	—	—	—
			—	5908	精液一般検査	精液	—	—	—	受託中止	—	2026年7月2日ご依頼分まで
			—	1091	精液pH	精液	—	試験紙法	SPTES-1059	受託中止	—	2026年7月2日ご依頼分まで
			—	1092	精子数	精液	—	視算法	SPTES-1123	受託中止	—	2026年7月2日ご依頼分まで
			—	1093	精子奇形率	精液	—	鏡検法	SPTES-1124	受託中止	—	2026年7月2日ご依頼分まで
12 血液学的検査												
D005 血液形態・機能検査												
			—	0799	鼻汁中好酸球	鼻汁塗抹標本	—	MAY-Giemsa重染色法	SPTES-1090	—	—	—
13 生化学的検査 I												
D007 血液化学検査												
			—	0026	クンケル反応（ZTT）	血清	—	日本消化器病学会肝機能研究班基準操作法	SPTES-0972	—	—	—
			—	0421	遊離コレステロール(F-Cho)	血清	—	酵素法	SPTES-1009	—	—	—
			—	3104	フェリチン	血清	—	CLEIA	SPTES-1172	—	—	—
15 免疫学的検査												
D011 免疫血液学的検査												
			00348	—	Rh-Hr式血液型	血液	—	カラム凝集法	SPTES-1454	—	—	—
			0347	—	不規則性抗体（抗体同定・抗体価測定）	血清	—	カラム凝集法〔クームス法、酵素法(フィシン法)〕	SPTES-1450	—	—	—
			—	2635	不規則性抗体	血清	血液	カラム凝集法	SPTES-1110	—	—	—