

新規実施項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 このたび、下記の検査項目を新たに受託開始いたしますので、
 ご利用いただきたくご案内いたします。
 当社におきましては皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑽を
 重ねてまいりますので、今後とも引き続きお引き立てのほ
 どよろしくお願い申し上げます。

敬白

記

■ 実施日 2019年4月1日(月) ご依頼分より

■ 新規項目内容一覧

項目 コード	検査項目 JLAC10	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査 方法	基準値 (単位)	備考
X295 1	風疹ウイルス (HI) クーポン 5F395-1430-023-111	血清 各0.2	S09 ↓ A00 (X)	冷蔵 (28日)	3~7		HI (赤血 球凝集抑 制反応)	8以下 (倍)	本項目は、厚生労働省による「風しんの追加的対策」のクーポン専用項目です。定期接種の対象となる風疹抗体価「8以下(倍)」を基準値欄に記載しています。測定キットは風疹ウイルスHI試薬「生研」(デンカ生研株式会社)です。
X296 8	風疹ウイルスIgG (EIA) クーポン 5F395-1431-023-023				3~7		EIA	6.0未満 (EIA価)	本項目は、厚生労働省による「風しんの追加的対策」のクーポン専用項目です。定期接種の対象となる風疹抗体価「6.0未満(EIA価)」を基準値欄に記載しています。測定キットはウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG(デンカ生研株式会社)です。

- 風疹ウイルス（HI） クーポン
- 風疹ウイルスIgG（EIA） クーポン

厚生労働省による「風しんの追加的対策」のクーポン専用項目です。

厚生労働省による「風しんの追加的対策」において、本年から2022年3月31日までの約3年間、1962（昭和37）年4月2日から1979（昭和54）年4月1日生まれの男性を対象に、風疹の抗体検査を原則無料で提供し、風疹に対する抗体価が十分でない方については、風疹の予防接種を予防接種法上の定期接種として原則無料で実施する方針が示されました。対象者は、市区町村より発行されるクーポン券を用いて抗体検査と予防接種を受けることができます。

2019年2月1日に改正された「定期接種実施要領」では、本対策の抗体検査で使用可能な検査キットと、風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準が規定されています。

本項目は、「定期接種実施要領」に記載のあるデンカ生研株式会社のHI法試薬およびEIA法試薬を用いたクーポン専用項目です。抗体検査を実施する医療機関/健診機関にて、検査結果を受診票に転記しやすいよう、定期接種の対象となる抗体価を基準値欄に表記し、受診票に合わせた単位を設定いたしました。

クーポン券による風疹抗体検査の実施にご活用ください。

▼検査要項

検査項目名	風疹ウイルス（HI） クーポン	風疹ウイルスIgG（EIA） クーポン
項目コードNo.	X295 1	X296 8
検体量	血清 各0.2 mL	
容器	S09→A00 (X) ポリスピッツ	
保存方法	冷蔵保存してください	
所要日数	3～7 日	3～7 日
検査方法	HI（赤血球凝集抑制反応）	EIA
基準値	8以下（倍）	6.0 未満（EIA 価）
検査実施料		
判断料		
備考	本項目は、厚生労働省による「風しんの追加的対策」のクーポン専用項目です。定期接種の対象となる風疹抗体価「8以下（倍）」を基準値欄に記載しています。測定キットは風疹ウイルスHI試薬「生研」（デンカ生研株式会社）です。	本項目は、厚生労働省による「風しんの追加的対策」のクーポン専用項目です。定期接種の対象となる風疹抗体価「6.0 未満（EIA 価）」を基準値欄に記載しています。測定キットはウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG（デンカ生研株式会社）です。

●参考文献

国立予防衛生研究所学友会：ウイルス実験学 総論2版（丸善）：214～225，1973。（HI 検査方法参考文献）

厚生省監修：微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊：48～61，1987。（EIA 検査方法参考文献）